

 Mepilex® Border

 Mepilex® Border Flex

 Mepilex® Border Sacrum

 Mepilex® Border Heel

 Mepilex® Border Talon

WITH SAFETAC® TECHNOLOGY



Single use
Usage unique



MÖLNLYCKE
HEALTH CARE

USA 1-800-882-4582
Canada 1-800-494-5134


Manufacturer




Mölnlycke Health Care AB

Gamlestadsvägen 3C, Box 13080, SE-402 52 Göteborg, Sweden


Mepilex[®] Border · Mepilex[®] Border Flex



Mepilex[®] Border Sacrum



Mepilex[®] Border Heel · Mepilex[®] Border Talon



- en** Medical Device
- de** Medizinprodukt
- fr** Dispositif médical
- es** Producto sanitario
- nl** Medisch hulpmiddel
- sv** Medicinteknisk produkt
- it** Dispositivo medico
- fi** Lääkinnällinen laite
- pt** Dispositivo médico
- da** Medicinsk udstyr
- el** ιατροτεχνολογικό προϊόν
- pl** Wyrób medyczny
- cs** Zdravotnický prostředek
- hu** Orvostechikai eszköz
- no** Medisinsk utstyr
- sl** Medicinski pripomoček
- bg** Медицинско изделие
- ro** Dispozitiv medical
- sk** Zdravotnícka pomôcka
- tr** Tıbbi cihaz
- lt** Medicinos priemonė
- lv** Medicīniska ierīce
- et** Meditsiiniseade
- ru** Медицинское изделие
- hr** Medicinski proizvod
- sr** Medicinsko sredstvo

MD

- en** Do not use if package is damaged
- de** Bei beschädigter Verp. verwerfen
- fr** Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé
- es** No utilizar si el envase está dañado
- nl** Niet gebruiken indien verpakking beschadigd is
- sv** Skall inte användas om förpackningen är skadad
- it** Non utilizzare se la confezione è danneggiata
- fi** Älä käytä jos pakkaus vaurioitunut
- pt** Não usar se embalagem danificada
- da** Brug ikke, hvis pakken er beskadiget
- el** Μην το χρησιμοποιήσετε αν η συσκευασία είναι κατεστραμμένη
- pl** Nie stosować, jeśli opakowanie jest uszkodzone
- cs** Nepoužívejte, je-li obal poškozen
- hu** Ne használja, ha a csomagolás sérült
- no** Må ikke brukes hvis forpakningen er skadet
- sl** Ne uporabite, če je ovoj poškodovan
- bg** Не използвайте, ако опаковката е увредена
- ro** Nu utilizați dacă ambalajul e deteriorat
- sk** Nepoužívajte, ak je obal poškodený
- tr** Ambalaj hasarlıysa kullanmayın
- lt** Nenaudoti, jei pakuotė pažeista
- lv** Nelietot, ja iepakojums ir bojāts
- et** Kahjustatud pakendi korral mitte kasutada
- ru** Не польз., если упак. поврежд.
- hr** Ne koristiti ako je pakiranje oštećeno
- sr** Ne koristiti ako je omot oštećen





en For low exuding wounds

de Für schwach exudierende Wunden

fr Pour les plaies faiblement exsudatives

es Para heridas con poco exudado

nl Voor licht exuderende wonden

sv För svagt vätskande sår

it Per lesioni scarsamente essudanti

fi Vähän erittäville haavoille

pt Para feridas com exudado reduzido

da Til let væskende sår

el Για τραύματα ελαφρού εξιδρώματος

pl Rany z małym wysiękiem

cs Na slabě exsudující rány



For moderately exuding wounds

Für mäßig exsudierende Wunden

Pour les plaies modérément exsudatives

Para heridas con exudado moderado

Voor matig exuderende wonden

För måttligt vätskande sår

Per ferite moderatamente essudanti

Kohtalaisesti erittäville haavoille

Para feridas com exudado moderado

Til moderat væskende sår

Για τραύματα ήπιου εξιδρώματος

Rany z umiarkowanym wysiękiem

Na středně exsudující rány



For highly exuding wounds

Für stark exsudierende Wunden

Pour les plaies hautement exsudatives

Para heridas con mucho exudado

Voor sterk exuderende wonden

För kraftigt vätskande sår

Per lesioni altamente essudanti

Runsasti erittäville haavoille

Para feridas com exudado intenso

Til kraftigt væskende sår

Για τραύματα έντονου εξιδρώματος

Rany z dużym wysiękiem

Na vysoce exsudující rány



hu Enyhén váladékozó sebekhez

no Brukes på lett væskende sår

sl Za rane z malo izcedka

bg За слабо ексудиращи рани

ro Pentru răni care exsudează ușor

sk Pre mierne mokvajúce rany

tr Hafif eksudasyonlu yaralar için

lt Mažai eksuduojančioms žaizdoms

lv Brūcēm ar zemu eksudācijas pakāpi

et Vähese eritusega haavadele

ru Для ран с низкой экссудацией

hr Za slabo vlažeće rane

sr Za rane sa blagom eksudacijom



Közepesen váladékozó sebekhez

Brukes på moderat væskende sår

Za rane z zmerno količino izcedka

За умерено ексудиращи рани

Pentru răni care exsudează moderat

Pre stredne mokvajúce rany

Orta eksudasyonlu yaralar için

Vidutiniškai eksuduojančioms žaizdoms

Brūcēm ar mērenu eksudācijas pakāpi

Keskmise eritusega haavadele

Для ран с умеренной экссудацией

Za umjereno vlažeće rane

Za rane sa umerenom eksudacijom



Erősen váladékozó sebekhez

Brukes på sterkt væskende sår

Za rane z veliko količino izcedka

За силно ексудиращи рани

Pentru răni care exsudează abundant

Pre silne mokvajúce rany

Çok eksudasyonlu yaralar için

Stipriai eksuduojančioms žaizdoms

Brūcēm ar augstu eksudācijas pakāpi

Rohke eritusega haavadele

Для ран с обильной экссудацией

Za iznimno vlažeće rane

Za rane sa izraženom eksudacijom



- en** This product and its packaging are not made with natural rubber latex
- de** Dieses Produkt und seine Verpackung wurden nicht aus Naturkautschuklatex hergestellt
- fr** Ce produit et son emballage ne sont pas fabriqués avec du latex de caoutchouc naturel
- es** Ni el producto ni su embalaje se han fabricado utilizando látex de caucho natural
- nl** Dit product en deze verpakking zijn niet gemaakt van natuurlijk rubberlatex
- sv** Naturgummilatem har inte ingått i tillverkningen av denna produkt eller dess förpackning
- it** Questo prodotto e la relativa confezione non sono stati realizzati con lattice di gomma naturale
- fi** Tämän tuotteen ja sen pakkauksen valmistuksessa ei ole käytetty luonnonkumilateksia
- pt** Este produto e a sua embalagem não são fabricados com látex de borracha natural
- da** Dette produkt og dets emballage er ikke fremstillet af naturgummilatem
- el** Αυτό το προϊόν και η συσκευασία του δεν είναι κατασκευασμένα με φυσικό ελαστικό (λάτεξ)
- pl** Produkt ani jego opakowanie nie są wykonane z naturalnego lateksu kauczukowego
- cs** Tento produkt a jeho obal nejsou vyrobeny z přírodního latexu



- hu** Ez a termék és a csomagolása nem természetes latexgumiból készült
- no** Dette produktet og emballasjen er ikke fremstilt med naturgummilatem
- sl** Pri proizvodnji izdelka in njegove embalaže ni bil uporabljen naravni kavčuk (lateks)
- bg** Този продукт и неговата опаковка не са изработени с естествен каучуков латекс
- ro** Acest produs și ambalajul acestuia nu sunt fabricate din latex de cauciuc natural
- sk** Tento produkt a jeho obal nie sú vyrobené z prírodného latexu
- tr** Bu ürün ve ambalajı doğal kauçuk lateksten üretilmemiştir
- lt** Šis gaminys ir jo pakuotė nėra pagaminti iš natūralaus latekso
- lv** Šī izstrādājuma un tā iepakojuma izgatavošanai nav izmantots dabīgais gumijas latekss
- et** See toode ja selle pakend ei ole valmistatud looduslikust kummilateksist
- ru** Изделие и упаковка изготовлены без использования натурального латекса
- hr** Ovaj proizvod i njegovo pakiranje nisu izrađeni od prirodnog gumenog lateksa
- sr** Ovaj proizvod i njegovo pakovanje nisu napravljeni od prirodnog gumenog lateksa

Mepilex[®] Border with Safetac[®] Technology

Self-adherent soft silicone foam dressing



Product description

Mepilex Border consists of:

1. a soft silicone wound contact layer (Safetac[®]) on a polyurethane film carrier
2. a flexible, absorbent pad in three layers: a polyurethane foam, a viscose/polyester non-woven spreading layer and a layer with super absorbent polyacrylate fibres
3. an outer polyurethane film which is vapour permeable and waterproof

Safetac is a unique and a patented adhesive technology that minimises pain to patients and trauma to wounds and the surrounding skin.

Mepilex Border is a highly conformable self-adherent dressing that absorbs exudate, maintains a moist wound environment and minimises the risk for maceration.

As Mepilex Border maintains a moist wound environment, supporting debridement, there might be an initial increase in the wound size. This is normal and to be expected.

Intended use

Mepilex Border is designed for a wide range of exuding wounds such as pressure ulcers, leg and foot ulcers and traumatic wounds e.g skin tears and surgical wounds.

Mepilex Border can also be used on dry/necrotic wounds in combination with gels.

Mepilex Border may be used as part of a prophylactic therapy to help prevent skin damage, e.g. pressure ulcers, postoperative blistering.

Instructions for use

1. Cleanse the wound in accordance with normal procedures.
2. Dry the surrounding skin thoroughly.
3. Remove the release films and apply the adherent side to the wound. Do not stretch.
4. For best results, Mepilex Border should overlap the dry surrounding skin by at least 1-2 cm for the smaller sizes (sizes up to 12.5x12.5 cm) and 5 cm for the larger sizes in order to protect the surrounding skin from maceration and fixate the dressing securely.

Mepilex Border may be left in place for several days depending on the condition of the wound and surrounding skin, or as indicated by accepted clinical practice.

A change in dressing regimen can result in an initial increased level of exudates, which temporarily may require an increased change frequency.

Mepilex Border can be used under compression bandaging.

Mepilex Border can be used in combination with gels.

Precautions

Do not use on patients with known sensitivity to the dressing or its components.

In the case of signs of clinical infection, consult a health care professional for adequate infection treatment.

Do not use Mepilex Border together with oxidising agents such as hypochlorite solutions or hydrogen peroxide.

The use of dressings as part of a prophylactic therapy does not preclude the need to continue to develop and follow a comprehensive pressure ulcer prevention protocol, i.e. support surfaces, positioning, nutrition, hydration, skin care and mobility.

Storage and disposal

Mepilex Border should be stored in dry conditions below 35°C (95°F).

Disposal should be handled according to local environmental procedures.

Other information

The polyurethane foam used in the product may change colour to more yellow when it is exposed to light, air and/or heat. The colour change has no influence on product properties when used before expiry date.

Do not reuse. If reused performance of the product may deteriorate, cross contamination may occur.

Sterile. Do not use if inner package is damaged or opened prior to use. Do not re-sterilise.

If the product is used after expiry date product properties cannot be ensured.

Mepilex and Safetac are registered trademarks of Mölnlycke Health Care AB.

Mepilex[®] Border mit Safetac[®] Technologie;

Weicher, selbsthaftender, silikonbeschichteter Schaumverband



Mepilex Border kann je nach Zustand der Wunde und der wundumgebenden Haut sowie gemäß der gängigen klinischen Praxis mehrere Tage lang auf der Wunde verbleiben.



Ein Wechsel auf einen anderen Verbandtyp kann ein anfängliches Zunehmen der Exsudatmenge zur Folge haben, so dass häufigere Verbandwechsel erforderlich werden. Mepilex Border kann auch unter Kompression verwendet werden.

Außerdem eignet sich Mepilex Border auch für den Gebrauch in Kombination mit Gelen.

Produktbeschreibung

Mepilex Border besteht aus:

1. einer Wundkontaktschicht (Safetac[®]), Polyurethanfolie und weichem Silikon.
2. einem flexiblen, aus drei Schichten bestehenden Absorptionspad: Polyurethanschaum, einer Verteilerschicht aus Viskose-Polymer-Vlies und einer Schicht aus hochabsorbierenden Polyacrylatfasern
3. einer wasserdampfdurchlässigen und wasserfesten äußeren Polyurethanfolie

Safetac ist eine patentierte Silikon-Hafttechnologie, die den Schmerz für die Patienten reduziert und die Traumatisierung der Wunde und der wundumgebenden Haut minimiert.

Mepilex Border ist ein flexibler, selbstklebender Verband, der Exsudat absorbiert, ein feuchtes Wundmilieu aufrecht erhält und das Mazerationsrisiko minimiert.

Da Mepilex Border das feuchte Wundmilieu aufrecht erhält, kann bei einem unterstützenden Débridement die Wunde zunächst größer werden. Das ist normal und muss erwartet werden.

Anwendungsgebiete

Mepilex Border ist für die Behandlung einer Vielzahl von exsudierenden Wunden geeignet, darunter Bein-, Fuß- oder Druckgeschwüre und traumatischen Wunden wie Hautrisse oder chirurgische Wunden.

Außerdem eignet sich Mepilex Border bei trockenen/nekrotischen Wunden in Kombination mit Gelen.

Mepilex Border kann als Teil einer prophylaktischen Therapie zur Prävention von Hautschäden, z. B. Druckgeschwüren und post-operativen Spannungsblasen, verwendet werden.

Gebrauchsanweisung

1. Reinigen Sie die Wunde in der üblichen Weise.
2. Trocknen Sie die wundumgebende Haut gründlich.
3. Entfernen Sie die Schutzfolie und bringen Sie den Verband mit der haftenden Seite auf die Wunde auf. Den Verband nicht überdehnen.
4. Um bestmögliche Resultate zu erzielen, sollte Mepilex Border die trockene, wundumgebende Haut bei kleineren Wunden (bis zu 12,5 x 12,5 cm) um mindestens 1-2 cm und bei größeren Wunden um 5 cm überlappen, um die wundumgebende Haut vor Mazeration zu schützen und den Verband sicher zu fixieren.

Hinweise

Nicht bei Patienten mit einer bekannten Allergie auf das Verbandmaterial oder die Bestandteile verwenden.

Die Wunde sollte stets auf Anzeichen einer Infektion überwacht werden. Im Falle einer nosokomialen Infektion muss medizinisches Fachpersonal für eine entsprechende Behandlung der Infektion hinzugezogen werden.

Verwenden Sie Mepilex Border nicht zusammen mit oxidierenden Substanzen, wie z. B. Hypochlorit- Lösungen oder Wasserstoffperoxid.

Die Verwendung von Verbänden als Teil einer präventiven Therapie ersetzt nicht die Entwicklung und Beachtung einer umfassenden Strategie zur Vorbeugung von Druckgeschwüren und muss immer auch weitere Aspekte beinhalten, wie z. B. unterstützende Unterlagen, Lagerung, Ernährung, Feuchtigkeitsversorgung, Hautpflege und Bewegung.

Lagerung und Entsorgung

Mepilex Border sollte trocken und unter 35 °C gelagert werden.

Die Entsorgung sollte gemäß den lokalen Umweltschutzbedingungen erfolgen.

Weitere Informationen

Der in dem Produkt verwendete Polyurethanschaum kann eine gelblichere Farbe annehmen, wenn er Licht, Luft und/oder Hitze ausgesetzt wird. Die Farbveränderung hat keinen Einfluss auf die Produkteigenschaften, wenn das Produkt vor dem Verfallsdatum verwendet wird.

Nicht wiederverwenden. Die Leistungsfähigkeit des Produkts kann bei wiederholter Anwendung eingeschränkt sein und es können Kreuzkontaminationen auftreten.

Steril. Nicht verwenden, wenn die Sterilverpackung beschädigt bzw. geöffnet ist. Produkt nicht resterilisieren.

Bei Verwendung des Produktes nach Ablauf des Haltbarkeitsdatums können die Produkteigenschaften nicht garantiert werden.

Mepilex und Safetac sind eingetragene Warenzeichen der Mölnlycke Health Care AB

Mepilex® Border issu de la Technologie Safetac®

Pansement hydrocellulaire siliconé auto-fixant



Description du produit

Mepilex Border est composé :

1. d'une enduction de silicone souple issue de la Technologie Safetac sur un film de polyuréthane
2. d'un coussin souple et absorbant formé de trois couches : une couche de mousse de polyuréthane, un voile en non-tissé en viscose/polyester et un voile super absorbant en fibres de polyacrylate
3. d'un film externe en polyuréthane perméable à la vapeur et étanche à l'eau.

Safetac est une Technologie unique et brevetée à base d'adhésif siliconé qui minimise la douleur des patients et les traumatismes sur les plaies et la peau péri-lésionnelle.

Mepilex Border est un pansement fixant qui offre une excellente conformabilité, absorbe les exsudats, maintient un milieu humide dans la plaie et minimise le risque de macération.

Dans la mesure où Mepilex Border maintient un milieu humide au niveau de la plaie, ce qui facilite la détersion, une augmentation de la taille de la plaie peut être observée dans un premier temps. Il s'agit d'un phénomène normal et attendu.

Indications

Mepilex Border est indiqué pour le traitement de nombreuses plaies exsudatives telles que les escarres, les ulcères de pied et de jambe, les plaies traumatiques (ex : déchirures cutanées) et les plaies chirurgicales.

Mepilex Border peut également être utilisé sur des plaies sèches/nécrosées, en association avec des gels.

Mepilex Border peut être utilisé dans le cadre d'un traitement prophylactique en prévention des lésions cutanées (ex : escarres, phlyctènes postopératoires).

Mode d'emploi

1. Nettoyer la plaie selon le protocole de soin en vigueur.
2. Sécher soigneusement la peau périlésionnelle.
3. Retirer les feuillets protecteurs et appliquer la face adhésive du pansement sur la plaie. Ne pas étirer.
4. Pour de meilleurs résultats, Mepilex Border doit déborder sur la peau périlésionnelle d'au moins 1 à 2 cm, pour les pansements les plus petits (jusqu'à la taille 12.5 cm x 12.5 cm), et d'au moins 5 cm pour les plus grands, afin de protéger la peau périlésionnelle de la macération et d'assurer une bonne fixation du pansement.

Mepilex Border peut rester en place plusieurs jours selon l'état de la plaie et de la peau périlésionnelle ou conformément au protocole clinique établi.

La modification du type de pansement peut conduire dans un premier temps à l'augmentation de la quantité d'exsudats. Un renouvellement plus fréquent du pansement pourrait donc s'avérer temporairement nécessaire.

Mepilex Border peut être utilisé sous des bandages compressifs.

Mepilex Border peut être utilisé en association avec des gels.

Précautions d'emploi

Ne pas utiliser chez les patients présentant une allergie connue au pansement ou à l'un de ses composants.

En présence de signes cliniques d'infection, consulter un professionnel de santé qui prescrira le traitement anti-infectieux adapté.

Ne pas utiliser Mepilex Border avec des agents oxydants tels que les solutions d'hypochlorite et le peroxyde d'hydrogène.

L'utilisation de pansements dans le cadre d'un traitement prophylactique n'exclut pas la prise en charge standard de prévention des escarres, c.-à-d. supports adaptés, positionnement, alimentation, hydratation, soins de la peau et mobilité.

Stockage et destruction

Mepilex Border doit être conservé dans un endroit sec, à une température inférieure à 35 °C (95 °F).

Sa destruction doit être effectuée en conformité avec les normes environnementales en vigueur.

Informations complémentaires

La mousse de polyuréthane contenue dans le pansement peut jaunir en cas d'exposition à la lumière, à l'air et/ou à la chaleur. Le changement de couleur n'a pas d'influence sur les propriétés du produit lorsque ce dernier est utilisé avant la date d'expiration.

Ne pas réutiliser. S'il est réutilisé, le produit peut perdre de son efficacité et une contamination croisée peut survenir.

Stérile. Ne pas utiliser en cas de détérioration du sachet ou d'ouverture antérieure à l'utilisation. Ne pas restériliser.

Les propriétés du produit ne peuvent pas être garanties en cas d'utilisation après sa date de péremption.

Mepilex et Safetac sont des marques déposées de Mölnlycke Health Care AB.



Mepilex[®] Border con tecnología Safetac[®]

Apósito autoadhesivo de espuma de suave silicona



Descripción del producto

Mepilex Border está formado por:

1. una capa de contacto con la lesión de suave silicona (Safetac[®]) sobre una película de poliuretano
2. un apósito flexible y absorbente de tres capas: una espuma de poliuretano, una capa expansiva de tejido no tejido de viscosa/poliéster y otra capa de fibras de poliacrilato superabsorbentes.
3. una película exterior de poliuretano permeable a los vapores y resistente al agua

Safetac es una exclusiva tecnología adhesiva patentada que minimiza, de cara al paciente, el dolor y el traumatismo asociados a las lesiones y la piel perilesional.

Mepilex Border es un apósito autoadhesivo muy adaptable que absorbe el exudado, mantiene un entorno de lesión húmedo y reduce al mínimo el riesgo de maceración.

Como consecuencia de que Mepilex Border mantiene el entorno de la lesión húmedo, y resiste el desbridamiento, la herida puede aumentar al principio. Es normal que esto ocurra.

Indicaciones

Mepilex Border está diseñado para una amplia variedad de lesiones con exudado, como úlceras por presión, úlceras de pies y piernas y lesiones traumáticas, p. ej., erosiones en la piel y heridas quirúrgicas.

Mepilex Border puede utilizarse sobre lesiones secas o necróticas en combinación con geles.

Mepilex Border puede usarse como parte de la terapia profiláctica para prevenir lesiones epidérmicas, p. ej., úlceras por presión o ampollas posoperatorias.

Instrucciones de uso

1. Limpie la lesión según los procedimientos habituales.
2. Seque bien los márgenes de la lesión.
3. Retire el papel protector y coloque el lado adhesivo sobre la lesión. No estire el producto.
4. Para obtener mejores resultados, el apósito de Mepilex Border debería cubrir la piel perilesional seca en 1-2 cm en el caso de lesiones pequeñas (tamaños de hasta 12.5 x 12.5 cm) y en unos 5 cm para tamaños mayores, para evitar la maceración de la piel perilesional y para fijar el apósito de forma más segura.

Se puede dejar Mepilex Border sobre la lesión hasta siete días, dependiendo del paciente, de las condiciones de la lesión y de la piel perilesional, o según las indicaciones del médico.

Como consecuencia del cambio de forma de utilización del apósito, puede aumentar el nivel de exudado, y eso puede conllevar un aumento temporal en la frecuencia de cambio.

Mepilex Border se puede utilizar bajo vendajes de compresión.

Mepilex Border se puede utilizar en combinación con geles.

Precauciones

No lo utilice en pacientes con alergia diagnosticada a apósitos o a sus componentes.

En caso de infección, consulte a un profesional sanitario para que le recete el tratamiento adecuado.

No utilice Mepilex Border junto con agentes oxidantes como soluciones de hipoclorito o peróxido de hidrógeno.

El uso de los apósitos como parte de la terapia profiláctica no descarta la necesidad de continuar con el protocolo de prevención de úlceras de presión, es decir, superficies de soporte, posiciones, nutrición, hidratación, cuidado de la piel y movilidad.

Almacenamiento y eliminación

Mepilex Border debe almacenarse en un lugar seco a menos de 35 °C [95 °F].

Se debe eliminar según los procedimientos medioambientales locales.

Más información

El color de la espuma de poliuretano empleada en el producto puede volverse más amarillo si se expone a la luz, el aire y/o el calor. Este cambio de color no repercute en las propiedades del producto mientras se utilice antes de la fecha de caducidad.

No reutilizar. En caso de reutilización, puede empeorar el rendimiento del producto y pueden darse contaminaciones cruzadas.

Estéril. No lo utilice si el envoltorio interior está dañado o abierto antes de su empleo. No lo esterilice de nuevo.

No se garantizan las propiedades del producto si se utiliza después de su fecha de caducidad.

Mepilex y Safetac son marcas registradas de Mölnlycke Health Care AB.

Mepilex[®] Border met Safetac[®]-technologie

Zelfklevend zacht siliconen schuimverband



Productomschrijving

Mepilex Border bestaat uit:

1. een zachte silicone wondcontactlaag [Safetac[®]] op een polyurethaan bescherm laag;
2. een flexibel, absorberend wondkussen, bestaande uit drie lagen: polyurethaan schuim, een viscose/polyester non-woven verspreidingslaag en een laag met superabsorberende polyacrylaatvezels;
3. een polyurethaan buitenlaag die dampdoorlatend en waterbestendig is.

Safetac is een unieke en gepatenteerde adhesietechnologie die pijn voor de patiënt en trauma voor de wond en de omliggende huid vermindert.

Mepilex Border is een uiterst vormbaar, zelfklevend verband dat exsudaat absorbeert, de wond vochtig houdt en het risico op verweking minimaliseert.

Omdat Mepilex Border de wond vochtig houdt en zo debridement ondersteunt, kan de omvang van de wond in eerste instantie toenemen. Dit is normaal en kan worden verwacht.

Beoogd gebruik

Mepilex Border is bedoeld voor een groot aantal exsuderende wonden, zoals doorligwonden, been- en voetulcera en traumatische wonden, zoals huidscheuren (skin tears) en chirurgische wonden.

Mepilex Border kan ook worden toegepast in combinatie met gels op droge/necrotiserende wonden.

Mepilex Border kan worden gebruikt als onderdeel van een profylactische behandeling ter voorkoming van huidbeschadiging, zoals doorligwonden of postoperatieve blaarvorming.

Gebruiksaanwijzing

1. Reinig de wond volgens de normale procedures.
2. Droog de omliggende huid goed.
3. Verwijder het schutblad en leg de kleefzijde op de wond. Rek het verband niet uit.
4. Voor het beste resultaat moet Mepilex Border de droge, omliggende huid minimaal 1-2 cm overlappen voor de kleinere formaten (tot 12.5 x 12.5 cm) en minimaal 5 cm voor de grotere formaten om te voorkomen dat de omringende huid verweekt en voor een goede hechting van het verband.

Mepilex Border kan enkele dagen blijven zitten, afhankelijk van de wond- en omliggende huidconditie of zoals aangegeven in klinische praktijk.

Een wijziging in de verbandbehandeling kan ertoe leiden dat aanvankelijk het exsuderen toeneemt, waardoor tijdelijk een intensievere verwisselfrequentie nodig is. Mepilex Border kan worden gebruikt onder een drukverband.

Mepilex Border kan worden gebruikt in combinatie met gels.

Voorzorgsmaatregelen

Het verband niet gebruiken bij patiënten met een bekende allergie voor het verband of de bestanddelen ervan.

Als er tekenen zijn van een klinische infectie, moet er een zorgverlener worden geraadpleegd voor de juiste behandeling.

Gebruik Mepilex Border niet in combinatie met oxidatiemiddelen, zoals hypochlorietoplossingen of waterstofperoxide.

Het gebruik van verbanden als onderdeel van een profylactische behandeling betekent niet dat er geen uitgebreid protocol ter voorkoming van doorligwonden moet worden ontwikkeld en gevolgd, waarin onder meer steunvlakken, plaatsing, voeding, hydratatie, huidverzorging en mobiliteit moeten worden opgenomen.

Opslag en afvoer

Mepilex Border moet droog worden bewaard bij max. 35 °C.

Bij het afvoeren dienen de ter plaatse geldende milieuvorschriften te worden gevolgd.

Andere gegevens

Het polyurethaan schuim dat voor het verband wordt gebruikt, kan geler worden als het wordt blootgesteld aan licht, lucht en/of hitte. De kleurverandering verandert de producteigenschappen niet als het verband wordt gebruikt vóór de uiterste gebruiksdatum.

Niet opnieuw gebruiken. Bij hergebruik kan de werking van het product verslechteren en kan er kruisbesmetting optreden.

Steriel. Niet gebruiken als de binnenvpakking is beschadigd of vóór gebruik is geopend. Niet opnieuw steriliseren.

Als het product wordt gebruikt na de uiterste gebruiksdatum kan de werking niet worden gegarandeerd.

Mepilex en Safetac zijn gedeponeerde handelsmerken van Mölnlycke Health Care AB.

Mepilex® Border med Safetac®-teknologi

Självhäftande skumförband med mjuk silikon



Produktbeskrivning

Mepilex Border består av:

1. ett sårkontaktlager med mjuk silikon (Safetac®) på en polyuretanfilm
2. en flexibel absorberande dyna med tre lager: polyuretanskum, nonwoven-lager av viskos/polyester och superabsorberande polyakrylatfibrer
3. en baksidesfilm av polyuretan som är andningsbar och vattentät.

Safetac är en unik och patenterad teknologi för vidhäftning som minskar smärta hos patienter och vävnadsskada i sår och på omkringliggande hud.

Mepilex Border är ett mycket formbart självhäftande förband som absorberar sårsekret, bibehåller en fuktig sårmiljö och minimerar risken för maceration.

Eftersom Mepilex Border bibehåller en fuktig sårmiljö som stöder debridering, kan sårets storlek öka initialt. Detta är normalt och förväntas inträffa.

Användningsområden

Mepilex Border kan användas på ett stort antal vätskande sår såsom ben- och fotsår, trycksår och traumatiska sår, t.ex. hudflikar och kirurgiska sår.

Mepilex Border kan också användas på torra/nekrotiska sår tillsammans med geler.

Mepilex Border kan användas som en del av en förebyggande behandling för att förhindra hudskada, t.ex. trycksår och postoperativ blåsbildning.

Bruksanvisning

1. Rengör såret i enlighet med normal praxis.
2. Torka den omkringliggande huden noga.
3. Ta bort skyddsfilmerna och applicera den vidhäftande sidan mot såret.
Sträck inte.
4. För bästa resultat ska Mepilex Border överlappa den omkringliggande huden med minst 1–2 cm för de mindre storlekarna (upp till 12.5 x 12.5 cm) och 5 cm för de större storlekarna för att skydda den omkringliggande huden från maceration och fixera förbandet på ett säkert sätt.

Mepilex Border kan lämnas på såret i flera dagar beroende på sårets och den omkringliggande hudens tillstånd, eller enligt gängse kliniska rutiner.

Vid byte av behandling och förbandstyp kan det initialt leda till ökad mängd sårsekret, som temporärt kan kräva tätare frekvens på förbandsbyten.

Mepilex Border kan användas under kompressionsbehandling.

Mepilex Border kan användas tillsammans med geler.



Försiktighetsåtgärder

Används inte på patienter med känd överkänslighet mot förbandet eller dess komponenter.

Vid tecken på klinisk infektion ska vårdpersonal kontaktas för adekvat infektionsbehandling.

Använd inte Mepilex Border tillsammans med oxiderande ämnen såsom hypokloritlösningar eller vätesuperoxid.

Användningen av förband som en del av en förebyggande behandling utesluter inte behovet att fortsätta att utveckla och följa ett omfattande protokoll för trycksårsprevention, dvs. stödytor, placering, näring, hydrering, hudvård och rörlighet.

Förvaring och avfall

Mepilex Border ska förvaras torrt vid en temperatur lägre än 35 °C (95 °F).

Avfall ska hanteras enligt lokala miljörutiner.

Övrig information

Polyuretanskummet som används i produkten kan ändra färg till en mer gul nyans när det exponeras för ljus, luft och/eller värme. Färgförändringen påverkar inte produktens egenskaper när denna används före utgångsdatum.

Får ej återanvändas. Om produkten återanvänds kan den ha nedsatt effekt och korskontaminering kan förekomma.

Steril. Använd inte om innerförpackningen är skadad eller öppnad före användning. Får ej omsteriliseras.

Om produkten används efter utgångsdatum kan dess egenskaper inte garanteras.

Mepilex och Safetac är registrerade varumärken som tillhör Mölnlycke Health Care AB.

Mepilex[®] Border con tecnologia Safetac[®]

Medicazione in schiuma di poliuretano con strato di contatto in silicone morbido

it

Descrizione del prodotto

Mepilex Border è composto da:

1. uno strato di morbido silicone a contatto con la ferita (Safetac[®]) su un film di poliuretano
2. un tampone flessibile assorbente composto da tre strati: schiuma di poliuretano, strato di diffusione in tessuto non tessuto viscosa/poliestere e strato con fibre di poliacrilato superassorbenti
3. un film di poliuretano esterno permeabile al vapore acqueo e impermeabile all'acqua

Safetac è una tecnologia unica e brevettata che minimizza il dolore del paziente e il trauma alla lesione e alla cute perilesionale.

Mepilex Border è una medicazione molto conformabile che assorbe l'essudato, mantiene un ambiente umido e minimizza il rischio di macerazione.

Mepilex Border, mantenendo l'ambiente umido, favorisce il debridement; questo potrebbe portare a un'iniziale estensione delle dimensioni della lesione. Questo effetto è del tutto normale

Indicazioni

Mepilex Border è stato progettato per un'ampia gamma di lesioni essudanti come ulcere da pressione, ulcere degli arti inferiori e lesioni traumatiche come ad esempio lacerazioni cutanee e ferite chirurgiche.

Mepilex Border può essere usato anche su lesioni asciutte/necrotiche in combinazione con dei gel.

Mepilex Border può essere usato come parte di una terapia profilattica per contribuire alla prevenzione del danneggiamento cutaneo, ad esempio in caso di ulcere da pressione o vesciche post-operatorie.

Istruzioni per l'uso

1. Pulire bene la ferita secondo le abituali procedure.
2. Asciugare con cura la cute perilesionale.
3. Rimuovere la carta di protezione e applicare la medicazione sulla ferita.
Non tendere la medicazione.
4. Per un miglior risultato, Mepilex Border deve coprire la cute perilesionale per almeno 1-2 cm oltre i bordi della ferita per le misure piccole (misure fino a 12.5x12.5 cm) e per almeno 5 cm per le misure più grandi al fine di proteggere la zona perilesionale da macerazione e di fissare la medicazione in maniera sicura.

Mepilex Border può essere lasciato in situ per diversi giorni; il periodo di tempo può variare in base alle condizioni della ferita e della cute perilesionale o come indicato dalle abituali procedure cliniche.

Inizialmente può essere necessario cambiare la medicazione con maggiore frequenza, perché una modifica del trattamento può determinare un aumento iniziale dell'essudato.

Mepilex Border può essere utilizzato sotto a bendaggi elastocompressivi.

Mepilex Border può essere utilizzato in associazione con gel.

Precauzioni

Non usare su pazienti con sensibilità accertata alla medicazione o ai suoi componenti.

Qualora si manifestassero segni di infezione clinica, consultare il personale sanitario per un'adeguata terapia di contrasto all'infezione.

Non usare Mepilex Border in combinazione con agenti ossidativi come soluzioni di ipoclorito o perossido di idrogeno.

L'uso di medicazioni come parte di una terapia profilattica non preclude la necessità di continuare a sviluppare e seguire un protocollo di prevenzione completo delle ulcere da pressione, vale a dire superfici di supporto, posizionamento, alimentazione, idratazione, cura della pelle e mobilità.

Conservazione e smaltimento

Conservare Mepilex Border in luogo asciutto a una temperatura inferiore a 35 °C (95 °F).

Il relativo smaltimento deve essere effettuato in conformità alle procedure locali in materia di tutela dell'ambiente.

Altre informazioni

La schiuma di poliuretano utilizzata nel prodotto può cambiare colore ingiallendo quando viene esposta a luce, aria e/o calore. La variazione di colore non influenza le proprietà del prodotto, se utilizzato entro la data di scadenza.

Non riutilizzare. Il riutilizzo del prodotto può comprometterne l'efficacia e causare una contaminazione crociata.

Sterile. Non utilizzare se l'involucro interno risulta danneggiato o aperto prima dell'uso. Non risterilizzare.

Le proprietà del prodotto non vengono garantite in caso di utilizzo dopo la data di scadenza.

Mepilex e Safetac sono marchi registrati di Mölnlycke Health Care AB.

it

Safetac®-teknologialla varustettu Mepilex® Border

Itsekiinnittyvä pehmeän silikonin vaahtosidos



Tuotekuvaus

Mepilex Border koostuu

1. pehmeästä silikonisesta haavakontaktipinnasta (Safetac®) ja polyuretaanikalvosta
2. joustavasta, imukykyisestä haavatyynystä, jossa on kolme kerrosta: polyuretaanivaahdosta, viskoosi-/polyesterikuitukankaisesta leviämiskerroksesta ja superimukykyisiä polyakrylaattikuituja sisältävästä kerroksesta
3. sekä höyryä läpäisevästä, vedenkestävästä polyuretaaniulkokerroksesta.

Safetac on ainutlaatuinen ja patentoitu kiinnittämisteknologia, joka minimoi potilaan tunteman kivun ja haavalle sekä sitä ympäröivälle iholle aiheutuvat vauriot.

Mepilex Border on erittäin mukautuva sidos, joka imee eritettä, ylläpitää kosteaa haavaympäristöä ja minimoi maseraatoriskin.

Koska Mepilex Border ylläpitää kosteaa haavaympäristöä edesauttaen puhdistumista, haavan koko saattaa aluksi suurentua. Tämä on normaalia ja odotettavissa.

Käyttötarkoitus

Mepilex Border sopii hyvin monenlaisiin erittäviin haavoihin, esimerkiksi painehaavoihin, sääri- ja jalkahaavaumiin sekä traumaattisiin haavoihin, esim. ihon repeämiin ja leikkaushaavoihin.

Mepilex Border -sidosta voidaan käyttää myös kuivissa/nekroottisissa haavoissa yhdessä geelien kanssa.

Mepilex Border -sidosta voidaan käyttää ennaltaehkäisevän hoidon osana ihovaurioiden, esim. painehaavojen ja postoperatiivisten rakkuloiden estämisessä.

Käyttöohjeet

1. Puhdista haava paikallisen käytännön mukaisesti.
2. Kuivaa haavaa ympäröivä iho perusteellisesti.
3. Poista taustakalvot, ja aseta sidoksen kiinnittyvä puoli haavalle. Älä venytä.
4. Parhaan hoitotuloksen saavuttamiseksi Mepilex Borderin haavatyynyn tulisi ulottua haavaa ympäröivään kuivaan ihoon vähintään 1–2 cm pienempiä kokoja (12.5 x 12.5 cm asti) käytettäessä ja tätä isompia kokoja käytettäessä 5 cm. Tämä suojaa haavaa ympäröivää ihoa maseraatiolta ja kiinnittää sidoksen hyvin.

Mepilex Border voidaan jättää paikoilleen usean päivän ajaksi potilaan, haavan ja ympäröivän ihon tilan mukaan tai hyväksytyyn kliiniseen käytännön mukaisesti.

Sidos saatetaan joutua vaihtamaan aluksi useammin siksi, että hoidon muutos voi aiheuttaa aluksi erityksen lisääntymistä.

Mepilex Border -sidosta voidaan käyttää kompressiosidosten alla.

Mepilex Border -sidosta voidaan käyttää yhdessä geelien kanssa.

Huomioitavaa

Tuotetta ei saa käyttää potilailla, joiden tiedetään olevan allergisia sidokselle tai jollekin sen komponenteista.

Jos merkkejä kliinisestä infektiosta ilmenee, käänny hoitoalan ammattilaisen puoleen infektion hoitamiseksi.

Älä käytä Mepilex Borderia yhdessä hapettavien aineiden, kuten hypokloriittiliuosten tai vetyperoksidin, kanssa.

Sidosten käyttö osana ennaltaehkäisevää hoitoa ei sulje pois tarvetta edelleen kehittää ja noudattaa perusteellista painehaavojen ehkäisymenetelyä, jossa huomioidaan alustat, asennon vaihtaminen, ravitseminen, nesteytys, ihonhoito ja liikkuminen.

Säilytys ja hävittäminen

Mepilex Border tulee säilyttää kuivissa olosuhteissa ja alle 35 °C (95 °F) lämpötilassa.

Hävittäminen tulee tehdä paikallisten viranomaismääräysten mukaan.

Muuta tietoa

Tuotteessa käytetty polyuretaanivaaho voi muuttua väriltään keltaisemmaksi altistuessaan valolle, ilmalle ja/tai kuumuudelle. Värimuutos ei vaikuta tuotteen ominaisuuksiin, kun tuote käytetään ennen viimeistä käyttöpäivää.

Älä käytä tuotetta uudelleen. Uudelleen käytettäessä tuotteen toimintakyky voi heikentyä ja ristikontaminaatiota esiintyä.

Sterili. Tuotetta ei saa käyttää, jos sisäpakkaus on vaurioitunut tai auennut ennen käyttöä. Älä steriloi uudelleen.

Jos tuotetta käytetään vanhenemispäivämäärän jälkeen, tuotteen ominaisuuksia ei voida taata.

Mepilex ja Safetac ovat Mölnlycke Health Care AB:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.



Mepilex[®] Border com Tecnologia Safetac[®]

Penso autoaderente em espuma de silicone suave

pt

pt

Descrição do produto

Mepilex Border é composto por:

1. uma camada de contacto com a ferida em silicone macio (Safetac[®]) sobre uma película de suporte de poliuretano
2. um penso absorvente e flexível em três camadas: uma espuma de poliuretano, uma camada de revestimento não tecido de viscoso/poliéster e uma camada com fibras de poliacrilato superabsorventes
3. uma película exterior em poliuretano permeável ao vapor e à prova de água.

Safetac é uma tecnologia patenteada de adesivo de silicone macio, que minimiza a dor nos pacientes e o trauma nas feridas e pele circundante.

Mepilex Border é um penso auto-aderente altamente adaptável, que absorve o exsudado, mantém a humidade do local da ferida e minimiza o risco de maceração.

Uma vez que Mepilex Border mantém a humidade do local da ferida, ajudando o desbridamento, poderá ocorrer um aumento inicial do tamanho da ferida. Esta é uma ocorrência normal e esperada.

Utilização prevista

Mepilex Border foi concebido para uma vasta gama de feridas com exsudado, tais como úlceras de pressão e úlceras das pernas e dos pés e feridas traumáticas, como por exemplo, rasgos na pele e feridas cirúrgicas.

Mepilex Border também pode ser utilizado em feridas secas/necróticas em combinação com geles.

Mepilex Border pode ser utilizado como parte de uma terapia profilática para ajudar a evitar os danos na pele, por exemplo, úlceras de pressão, bolhas pós-operatórias.

Instruções de utilização

1. Limpar a ferida de acordo com os procedimentos normais.
2. Seque bem a pele circundante.
3. Retirar as películas protetoras e aplicar o lado aderente na ferida. Não esticar.
4. Para obter os melhores resultados, Mepilex Border deve sobrepor a pele seca circundante em, pelo menos, 1-2 cm para tamanhos mais pequenos (até 12.5x12.5 cm) e 5 cm para tamanhos maiores de modo a proteger a pele circundante da maceração e garantir a correta fixação do penso.

Mepilex Border poderá permanecer no local vários dias, dependendo do estado da ferida e da pele circundante ou conforme indicado pela prática clínica aceite.

Uma mudança no regime de aplicação do penso pode resultar num aumento inicial do nível de exsudado, o que poderá, temporariamente, exigir uma maior frequência de mudança.

Mepilex Border pode ser utilizado sob ligaduras de compressão.

Mepilex Border pode ser utilizado em combinação com geles.

Precauções

Não utilizar em pacientes com sensibilidade conhecida ao penso ou aos seus componentes.

Em caso de sinais de infeção clínica, consulte um profissional de saúde de modo a obter o tratamento adequado para a infeção.

Não utilizar Mepilex Border juntamente com agentes oxidantes, tais como soluções de hipoclorito ou peróxido de hidrogénio.

A utilização de pensos como parte de uma terapêutica profilática não exclui a necessidade de continuar a desenvolver e seguir um protocolo de prevenção de úlceras de pressão completo, ou seja, superfícies de apoio, posicionamento, nutrição, hidratação, cuidados da pele e mobilidade.

Armazenamento e eliminação

Mepilex Border deve ser guardado em condições secas e temperaturas abaixo de 35°C (95°F).

A eliminação deverá atender aos procedimentos ambientais locais.

Outras informações

A espuma de poliuretano utilizada no produto poderá mudar de cor, para mais amarelado, quando exposta à luz, ao ar e/ou ao calor. A alteração na cor não influencia as propriedades do produto quando utilizado antes do final da data de validade.

Não reutilizar. Se reutilizado, o desempenho do produto poderá deteriorar-se e poderá ocorrer contaminação cruzada.

Estéril. Não utilizar se a embalagem interior estiver danificada ou tiver sido aberta antes da utilização. Não reesterilizar.

Se o produto for utilizado após a data de validade, as propriedades do produto não podem ser garantidas.

Mepilex e Safetac são marcas registadas da Mölnlycke Health Care AB.

Mepilex® Border med Safetac® teknologi

Selvklebende skumbandage af blød silikone



Produktbeskrivelse

Mepilex Border består af:

1. et sårkontaktlag af blød silikone (Safetac®) på en polyuretanfilm
2. en fleksibel, absorberende pude i tre lag: polyuretanskum, et nonwoven spredningslag af viskose/polyester og et lag med superabsorberende polyakrylatfibre
3. en ydre polyuretanfilm, der er åndbar og vandtæt

Safetac er en unik og patenteret klæbeteknologi, der minimerer smerte hos patienten og traume mod såret og den omkringliggende hud.

Mepilex Border er en meget formbar selvklebende bandage, der absorberer væske, bevarer et fugtigt sårhelingsmiljø samt minimerer risikoen for maceration.

Da Mepilex Border bevarer et fugtigt sårhelingsmiljø, som understøtter debridering, kan der forekomme en øget sårstørrelse initialt. Det er normalt og kan forventes.

Anvendelsesområde

Mepilex Border er udviklet til en bred vifte af væskende sår, såsom tryksår, ben- og fodsår og traumatisk sår, f.eks. rifter og operationssår.

Mepilex Border kan også anvendes på tørre/nekrotiske sår sammen med geler.

Mepilex Border kan bruges som led i en profylaktisk behandling, hvor produktet er med til at forhindre hudskader, f.eks. tryksår, postoperativ blæredannelse.

Brugsanvisning

1. Rens såret efter normale procedurer.
2. Tør den omkringliggende hud grundigt.
3. Fjern beskyttelsespapiret, og applicer bandagen med den klæbende side mod såret. Stræk ikke bandagen.
4. For opnåelse af det bedste resultat skal Mepilex Border overlape den tørre omkringliggende hud med mindst 1-2 cm for de mindste størrelser (størrelser op til 12.5 x 12.5 cm) og 5 cm for de største størrelser med det formål at beskytte den omkringliggende hud mod maceration og at fiksere bandagen sikkert.

Mepilex Border kan blive siddende i flere dage afhængigt af sårets og den omkringliggende huds tilstand, eller hvad de kliniske retningslinjer anbefaler.

I begyndelsen kan det være nødvendigt at skifte bandagen hyppigere, fordi en ændring i behandlingen kan resultere i en forøgelse af væske i starten.

Mepilex Border kan anvendes under kompressionsbandager.

Mepilex Border kan anvendes sammen med geler.



Forholdsregler

Bandagen må ikke anvendes på patienter med kendt overfølsomhed over for bandagen eller dens komponenter.

I tilfælde af tegn på klinisk infektion bør du konsultere en læge og få en passende infektionsbehandling.

Anvend ikke Mepilex Border sammen med oxiderende midler som f.eks. hypochloritopløsninger eller hydrogenperoxid.

Brugen af bandager som led i en profylaktisk behandling udelukker ikke behovet for at fortsætte med at udvikle og følge en omfattende forebyggelsesprotokol for tryksår, dvs. støtteoverflader, positionering, ernæring, hydrering, hudpleje og mobilitet.

Opbevaring og bortskaffelse

Mepilex Border bør opbevares tørt ved temperaturer under 35 °C.

Bortskaffelse skal ske i overensstemmelse med lokale miljømæssige procedurer.

Andre oplysninger

Det polyuretanskum, der anvendes i produktet, kan skifte farve til en mere gullig farve, når det udsættes for lys, luft og/eller varme. Farveændringen har ingen indflydelse på produktets egenskaber, når det blot anvendes før udløbsdatoen.

Må ikke genbruges. Hvis produktet genanvendes, kan det begynde at fungere dårligere, og der kan forekomme krydskontamination.

Steril. Må ikke anvendes, hvis den indvendige emballage er beskadiget eller har været åbnet før anvendelsen. Må ikke resteriliseres.

Hvis produktet anvendes efter udløbsdatoen, kan der ikke garanteres for produktets egenskaber.

Mepilex og Safetac er registrerede varemærker, som tilhører Mölnlycke Health Care AB

Meriplex[®] Border με τεχνολογία Safetac[®]

Αυτοκόλλητο αφρώδες επίθεμα μαλακής σιλικόνης



Το Meriplex Border μπορεί να παραμείνει στη θέση του για αρκετές ημέρες, πράγμα το οποίο εξαρτάται από την κατάσταση της πληγής και του περιβάλλοντος δέρματος, ή όπως ενδείκνυται από την καθιερωμένη κλινική πρακτική.



Μια αλλαγή στη θεραπευτική αγωγή με επιθέματα μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την αρχική αύξηση των εκκρίσεων, πράγμα που μπορεί προσωρινά να απαιτήσει αυξημένη συχνότητα αλλαγών.

Το Meriplex Border μπορεί να χρησιμοποιηθεί κάτω από ελαστικό επίδεσμο.

Το Meriplex Border μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με γέλες.

Περιγραφή προϊόντος

Το Meriplex Border αποτελείται από:

1. ένα στρώμα επαφής με την πληγή από μαλακή σιλικόνη (Safetac[®]) σε φορέα από μεμβράνη πολυουρεθάνης
2. ένα εύκαμπτο, απορροφητικό επίθεμα σε τρία στρώματα: ένα στρώμα αφρού πολυουρεθάνης, ένα μη υφασμένο στρώμα εξάπλωσης από βισκόζη/πολυεστέρα και ένα στρώμα από υπεραπορροφητικές πολυακρυλικές ίνες
3. μια εξωτερική μεμβράνη πολυουρεθάνης η οποία είναι αδιάβροχη και διαπερατή από υδρατμούς.

Η τεχνολογία Safetac είναι μια αποκλειστική, κατοχυρωμένη τεχνολογία αυτοκόλλητου, η οποία ελαχιστοποιεί τον πόνο των ασθενών και το τραύμα στις πληγές και στο περιβάλλον δέρμα

Το Meriplex Border είναι ένα λεπτό, ιδιαίτερα προσαρμοζόμενο αυτοκόλλητο επίθεμα που απορροφά τις εκκρίσεις, διατηρεί υγρό το περιβάλλον της πληγής και ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο διαβροχής.

Επειδή το Meriplex Border διατηρεί υγρό το περιβάλλον της πληγής, διευκολύνοντας την απομάκρυνση του νεκρωμένου ιστού, μπορεί αρχικά το μέγεθος της πληγής να αυξηθεί. Αυτό είναι φυσιολογικό και αναμενόμενο.

Ενδειγμένη χρήση

Το Meriplex Border είναι σχεδιασμένο για ένα μεγάλο φάσμα πληγών με εκκρίσεις, όπως έλκη κατάκλισης, έλκη στις κνήμες και τα πόδια και πληγές από τραύματα, π.χ. τραυματικές ρήξεις του δέρματος και χειρουργικά τραύματα.

Το Meriplex Border μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί σε ξηρές/νεκρωτικές πληγές σε συνδυασμό με γέλες.

Το Meriplex Border μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο πλαίσιο προφυλακτικής θεραπείας για την πρόληψη βλάβης στο δέρμα, π.χ. έλκη κατάκλισης, φλύκταινες μετεχειρηγικά.

Οδηγίες χρήσης

1. Καθαρίστε την πληγή σύμφωνα με τις συνήθειες διαδικασίες.
2. Στεγνώστε καλά το περιβάλλον δέρμα.
3. Αφαιρέστε τις μεμβράνες και εφαρμόστε την αυτοκόλλητη πλευρά στην πληγή. Μην το τεντώσετε.
4. Για καλύτερα αποτελέσματα, το Meriplex Border πρέπει να επικαλύπτει το στεγνό περιβάλλον δέρμα κατά τουλάχιστον 1 έως 2 εκατοστά για τα μικρότερα μεγέθη (μεγέθη έως 12.5 x 12.5 εκατοστά) και 5 εκατοστά για τα μεγαλύτερα μεγέθη προκειμένου να προστατεύεται το περιβάλλον δέρμα από τη διαβροχή και να σταθεροποιηθεί καλά το επίθεμα.

Προφυλάξεις

Μην το χρησιμοποιείτε σε ασθενείς με γνωστή ευαισθησία στο επίθεμα ή στα συστατικά του.

Σε περίπτωση ενδείξεων κλινικής μόλυνσης, συμβουλευτείτε επαγγελματία ιατρικής περίθαλψης για επαρκή αντιμετώπιση της μόλυνσης.

Μη χρησιμοποιείτε το Meriplex Border μαζί με παράγοντες οξειδωσης, όπως υποχλωριώδη διαλύματα ή υπεροξειδίου του υδρογόνου.

Η χρήση επιθεμάτων στο πλαίσιο προφυλακτικής θεραπείας δεν αποκλείει την ανάγκη να συνεχιστεί η ανάπτυξη και τήρηση ενός ολοκληρωμένου πρωτοκόλλου για πρόληψη ελκών κατάκλισης, δηλαδή επιφάνειες στήριξης, στάσεις, διατροφή, ενυδάτωση, φροντίδα δέρματος και κινητικότητα.

Φύλαξη και απόρριψη

Το Meriplex Border πρέπει να φυλάσσεται σε στεγνό μέρος, σε θερμοκρασία κάτω των 35°C (95°F).

Η απόρριψη θα πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με τις τοπικές διαδικασίες που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος.

Λοιπές πληροφορίες

Το χρώμα του αφρού πολυουρεθάνης που χρησιμοποιείται στο προϊόν μπορεί να γίνει περισσότερο κίτρινο μετά την έκθεση σε φως, αέρα ή/και θερμότητα. Η μεταβολή του χρώματος δεν επηρεάζει τις ιδιότητες του προϊόντος, εφόσον το προϊόν χρησιμοποιηθεί πριν την ημερομηνία λήξης.

Μην επαναχρησιμοποιείτε. Σε περίπτωση επαναχρησιμοποίησης, η απόδοση του προϊόντος μπορεί να μειωθεί και να προκύψει δισταυρούμενη μόλυνση.

Αποστειρωμένο. Να μη χρησιμοποιηθεί εάν η εσωτερική συσκευασία έχει υποστεί ζημιά ή έχει ανοιχθεί πριν από τη χρήση. Μην επαναποστειρώνετε.

Εάν το προϊόν χρησιμοποιηθεί μετά την ημερομηνία λήξης, οι ιδιότητες του προϊόντος δεν είναι διασφαλισμένες.

Το Meriplex και το Safetac είναι σήματα κατατεθέντα της Mölnlycke Health Care AB.

Mepilex® Border z technologią Safetac®

Samoprzylepny opatrunek z miękkiej pianki z silikonową warstwą kontaktową



Opis produktu

Mepilex Border składa się z:

1. miękkiej kontaktowej warstwy silikonowej (Safetac®) na btonie poliuretanowej
2. elastycznej części chłonnej, składającej się z trzech warstw: pianki poliuretanowej, warstwy włókniny z wiskozy/poliestru oraz warstwy zawierającej wysokoabsorbcyjne włókna poliakrylowe
3. zewnętrznej paroprzepuszczalnej i wodoodpornej btony poliuretanowej

Safetac jest unikatową, opatentowaną technologią przylegania, która minimalizuje ból odczuwany przez pacjentów oraz urazy rany i otaczającej ją skóry.

Mepilex Border jest dobrze dopasującym się do kształtu ciała samoprzywierającym opatrunkiem pochłaniającym wysięk, utrzymującym wilgotność w ranie i zmniejszającym ryzyko maceracji.

Ponieważ opatrunek Mepilex Border utrzymuje wilgotne środowisko niezbędne do gojenia się rany, co ułatwia jej oczyszczanie, początkowo może dojść do zwiększenia powierzchni rany. Jest to normalne zjawisko, którego można się spodziewać.

Zastosowanie

Opatrunek Mepilex Border jest przeznaczony do wielu rodzajów ran z wysiękiem, tj. odleżyny, owróżdzenia kończyn dolnych i stóp oraz rany pourazowe, takie jak rozdarcia skóry i rany chirurgiczne.

Opatrunek Mepilex Border można również stosować na rany suche/nekrotyczne w połączeniu z opatrunkami żelowymi.

Opatrunek Mepilex Border można stosować jako element profilaktyki uszkodzeń skóry, np. odleżyn lub pęcherzy pooperacyjnych.

Instrukcja użytkowania

1. Oczyszczyć ranę zgodnie z obowiązującymi procedurami.
2. Starannie osuszyć otaczającą skórę.
3. Usunąć folię ochronną i zaaplikować przylegającą stronę na ranę. Nie rozciągać.
4. Najlepsze wyniki uzyskuje się, gdy opatrunek Mepilex Border zachodzi na suchą skórę otaczającą ranę na co najmniej 1-2 cm w przypadku ran mniejszych (o wielkości do 12,5 x 12,5 cm) oraz 5 cm w przypadku ran większych, co pozwala na ochronę otaczającej skóry przed maceracją oraz stabilne umocowanie opatrunku.

Opatrunek Mepilex Border można pozostawić na ranie przez kilka dni, zależnie od stanu rany i otaczającej skóry lub zgodnie ze wskazaniami przyjętej praktyki klinicznej.

Zmiana sposobu opatrywania rany może spowodować początkowo wzrost wysięku w ranie, co przez jakiś czas może wymagać częstszej zmiany opatrunków.

Opatrunek Mepilex Border może być stosowany w połączeniu z kompresjoterapią. Opatrunek Mepilex Border można stosować w połączeniu z opatrunkami żelowymi.

Środki ostrożności

Nie stosować u pacjentów ze stwierdzoną nadwrażliwością na opatrunek lub jego składniki.

W przypadku objawów infekcji klinicznej należy skonsultować się z fachowym personelem medycznym w celu właściwego leczenia zakażenia.

Opatrunek Mepilex Border nie wolno stosować łącznie ze środkami utleniającymi, jak np. roztwory podchlorynów lub nadtlenu wodoru.

Stosowanie opatrunków jako części terapii profilaktycznej nie wyklucza potrzeby utworzenia i przestrzegania ogólnej procedury zapobiegania odleżynom, jak np. podpórki, ułożenie, odżywianie, nawadnianie, pielęgnacja skóry oraz rehabilitacja pobudzająca mobilność pacjenta.

Przechowywanie i utylizacja

Opatrunek Mepilex Border należy przechowywać w suchym miejscu w temperaturze poniżej 35°C.

Utylizacja powinna być przeprowadzona zgodnie z lokalnymi zasadami ochrony środowiska.

Informacje dodatkowe

Pianka poliuretanowa wykorzystana w produkcie może zmienić zabarwienie na bardziej żółte pod wpływem kontaktu ze światłem, powietrzem i/lub temperatury. Zmiana zabarwienia nie ma wpływu na właściwości produktu stosowanego przed upływem terminu ważności.

Nie używać ponownie. W przypadku ponownego użycia działanie produktu może ulec pogorszeniu, może również wystąpić zakażenie krzyżowe.

Sterylny. Nie stosować w przypadku, gdy opakowanie wewnętrzne zostało otwarte lub uszkodzone przed użyciem. Nie sterylizować ponownie.

W przypadku zastosowania produktu po upływie terminu ważności nie można zagwarantować właściwości produktu.

Mepilex i Safetac® są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Mölnlycke Health Care AB.

Mepilex[®] Border s technologií Safetac[®]

Samolepicí měkké silikonové krytí



Popis výrobku

Mepilex Border se skládá z:

1. měkké silikonové kontaktní vrstvy (Safetac[®]) na polyuretanové fólii;
2. pružného savého polštářku sestávajícího ze tří vrstev: z polyuretanové pěny, z vrstvy z netkané textilie (viskóza/polyester) a z vrstvy se superabsorbčními polyakrylátovými vlákny;
3. svrchní polyuretanové fólie, která propouští páry a je voděodolná.

Safetac je jedinečná a patentovaná adhezivní technologie, která minimalizuje bolest u pacientů a trauma v ráně a jejím okolí.

Mepilex Border je velmi pohodlné samolepicí krytí, které absorbuje exsudát, udržuje ránu ve vlhkém prostředí a minimalizuje riziko macerace.

Protože Mepilex Border udržuje vlhké prostředí rány podporující debridement, velikost rány se na začátku může zvětšit. Je to normální jev a je třeba s ním počítat.

Použití

Mepilex Border je určen pro širokou škálu exsudujících ran, jako jsou dekubity, vředy na nohou a bérkové vředy a traumatické rány, např. praskliny v kůži a chirurgické rány.

V kombinaci s gely lze Mepilex Border také použít na suché/nekrotizující rány.

Krytí Mepilex Border (křížová oblast) může být použito jako součást profylaktické terapie k prevenci poškození kůže, např. dekubitů, pooperačních puchýřů.

Návod k použití

1. Ránu obvyklým způsobem vyčistěte.
2. Okolí rány důkladně vysušte.
3. Odstraňte z krytí snímatelnou fólii a přiložte je přílnavou stranou na ránu. Nenatahujte.
4. Pro dosažení nejlepších výsledků je třeba, aby Mepilex Border přesahoval okolní suchou pokožku o minimálně 1–2 cm při menších rozměrech (do 12.5x12.5 cm) a o 5 cm při větších rozměrech pro ochranu okolní kůže před macerací a spolehlivou fixaci krytí.

Mepilex Border lze ponechat na místě několik dnů v závislosti na stavu rány a okolní pokožky nebo podle zavedené klinické praxe.

Změna krytí může na začátku způsobit zvýšenou produkci exsudátu, což může dočasně vyžadovat kratší intervaly výměny.

Mepilex Border může být použit pod kompresními obvazy.

Mepilex Border lze použít v kombinaci s gely.

Upozornění

Nepoužívejte u pacientů se známou precitlivělostí na krytí nebo jeho součásti.

Vyskytnou-li se klinické příznaky infekce, je nutné odpovídající léčbu konzultovat s kvalifikovaným zdravotníkem.

Nepoužívejte Mepilex Border společně s oxidačními činidly, jako jsou roztoky chlornanu nebo peroxidu vodíku.

Použití krytí jako součásti profylaktické terapie nevyklučuje potřebu nadále rozvíjet a dodržovat komplexní protokol prevence dekubitů, tj. podpůrné plochy, polohování, výživa, hydratace, péče o pleť a mobilita.

Skladování a likvidace

Mepilex Border uchovávejte v suchu při teplotě do 35 °C (95 °F).

Likvidace by měla probíhat podle platných předpisů na ochranu životního prostředí.

Další informace

Polyuretanová pěna použitá v produktu může působením světla, vzduchu nebo tepla změnit barvu na žlutější. Změna barvy nemá žádný vliv na změnu vlastností produktu, pokud bude použit do data expirace.

Nepoužívejte opakovaně. Při opakovaném použití se charakteristiky výrobku mohou zhoršit a může se vyskytnout křížová kontaminace.

Sterilní. Nepoužívejte, pokud je vnitřní obal před použitím poškozen nebo otevřen. Znovu nesterilizujte.

V případě použití po uplynutí doby expirace nelze vlastnosti výrobku zaručit.

Mepilex a Safetac jsou registrovanými obchodními značkami Mölnlycke Health Care AB.

A kötözési eljárás megváltoztatása kezdetben a sebváladék mennyiségének növekedésével járhat, ami átmenetileg gyakoribb kötéscserét tehet szükségessé.

A Mepilex Border kompressziós kötés alatt is alkalmazható.

A Mepilex Border géllal együtt is alkalmazható.

Termékleírás

A Mepilex Border a következőkből áll:

1. lágy szilikon sebfedő réteg (Safetac®) poliuretán vivőrétegen
2. rugalmas, három rétegű nedvszívó párna: poliuretán hab, viszkózusos/poliészter, nem szőtt, szétterülő réteg és egy szuperabszorbens, poliakrilát szálakból álló réteg
3. egy páraáteresztő és vízhatlan külső poliuretán film

A Safetac egyedülálló, szabadalmaztatott öntapadó technológia, amelynek segítségével minimálisra csökkenthető a beteg fájdalma, illetve a sebet és a környező bőrt érő trauma.

A Mepilex Border egy kiválóan alakítható öntapadó kötszer, amely magába szívja a sebváladékot, nedvesen tartja a sebet, és minimálisra csökkenti a felázás kockázatát.

Mivel a Mepilex Border a seb kitisztulását elősegítő nedves környezetet tart fenn, kezdetben előfordulhat a seb méretének növekedése. Ez normális jelenség, és számítani kell rá.

Felhasználási javaslat

A Mepilex Border számos különféle típusú váladékozó seb, például nyomás következtében kialakult fekélyek, a láb és a lábfej fekélyei, traumás sebek, például bõrsérülések és sebészeti heggek kezelésére szolgál.

A Mepilex Border géllal kombinálva száraz/nekrotikus sebekben is alkalmazható.

A Mepilex Border alkalmazható profilaktikus terápia részeként a bõrsérülés, pl. nyomás következtében kialakult fekélyek, műtét utáni hólyagosodás megelőzésének elősegítésére.

Használati utasítás

1. Tisztítsa meg a sebet a szokásos eljárás szerint.
2. A seb környékét alaposan szárítsa meg.
3. Távolítsa el a védőfóliát, és a kötszert öntapadós felével helyezze a sebre. Ne feszítse meg.
4. A legjobb eredmény elérése érdekében a Mepilex Border kötszer kisebb méret (legfeljebb 12,5 x 12,5 cm) esetén legalább 1–2 cm-rel, nagyobb méret esetén pedig 5 cm-rel érjen túl a seb szélein a környező bőr felzásának megakadályozása, valamint a kötszer stabil rögzítése érdekében.

Óvintézkedések

A kötszerrel vagy bármely összetevőjével szembeni ismert túlérzékenység esetén nem alkalmazható.

Klinikai fertőzés jelei esetén a fertőzés megfelelő kezelése érdekében konzultáljon egészségügyi szakemberrel.

A Mepilex Border kötszer nem használható oxidálószerrel, például hipoklorit oldattal vagy hidrogén-peroxiddal együtt.

Kötszerek profilaktikus terápia részeként történő alkalmazása nem teszi szükségelenné a nyomási fekély megelőzésére szolgáló átfogó stratégia kidolgozását és alkalmazását, vagyis a felületek alátámasztását, a pozicionálást, táplálást, hidrálást, bőrápolást és mobilizálást.

Tárolás és hulladékártalmatlanítás

A Mepilex Border kötszer száraz körülmények között, 35 °C (95 °F) hőmérséklet alatt tartandó.

A termék hulladékártalmatlanítását a helyi környezetvédelmi eljárások szerint kell végezni.

További információk

A termékben használt poliuretán hab színe fénynek, levegőnek és/vagy hőnek kitéve sárgábbá válik. A szín változása nincs hatással a termék tulajdonságára a lejárat dátum előtti használat esetén.

Tilos újrahasználni! Ismételt felhasználás esetén a termék minősége romolhat, és keresztfertőzés léphet fel.

Steril. Ne használja fel, ha a belső csomagolás sérült vagy a felhasználás előtt kinyílt. Tilos újraszterilizálni!

A lejárat dátum utáni felhasználás esetén a termékjellemzők nem garantálhatók.

Mepilex[®] Border med Safetac[®]-teknologi

Selvheftende, myk skumbandasje med silikon

no

Mepilex Border kan ligge på i flere dager, avhengig av tilstanden på såret og den omkringliggende huden, eller i henhold til godkjent klinisk praksis. En endring i behandlingsregime kan medføre at såret i første omgang avgir mer sårveske, slik at det blir nødvendig å skifte bandasje hyppigere.

no

Mepilex Border kan brukes under kompresjonsbind.

Mepilex Border kan brukes sammen med gel.

Produktbeskrivelse

Mepilex Border består av:

1. et mykt sårkontaktlag av silikon (Safetac[®]) på en overfilm av polyuretan
2. en fleksibel, absorberende pute i tre lag: et polyuretanskumlag, et væskespredende lag i non-woven viskose/polyester og et lag med superabsorberende polyakrylatfibre
3. en pustende og vanntett baksidefilm i polyuretan

Safetac er en patentbeskyttet, myk, hefteteknologi som minimerer smerte hos pasienten og skade på såret og den omkringliggende huden.

Mepilex Border er en svært føyelig og selvheftende bandasje som absorberer sårveske, opprettholder et fuktig sårmiljø og begrenser faren for maserasjon til et minimum.

Da Mepilex Border opprettholder et fuktig sårmiljø og støtter debridering, kan det i første omgang forekomme en økning i sårstørrelse. Dette er normalt og må forventes.

Bruksområder

Mepilex Border egner seg for et bredt spekter væskende sår, som trykksår, legg- og fotsår og traumesår, f. eks. hudrifter og kirurgiske sår.

Mepilex Border kan også brukes på tørre/nekrotiske sår i kombinasjon med gel.

Mepilex Border kan benyttes i profylaktisk behandling for å forebygge hudskader, f.eks. trykksår og postoperative blemmer.

Bruksanvisning

1. Rengjør såret i henhold til vanlig praksis.
2. Tørk omkringliggende hud grundig.
3. Fjern beskyttelsesfilmen og legg den heftende siden mot såret. Ikke strekk bandasjen.
4. For best resultat bør Mepilex Border overlappe tørr, omkringliggende hud med minst 1–2 cm for de mindre størrelsene (opp til 12.5 x 12.5 cm) og med 5 cm for de større størrelsene. Dette for å beskytte omkringliggende hud mot maserasjon, og for at bandasjen skal få tilstrekkelig feste.

Forholdsregler

Skal ikke brukes på pasienter med kjent allergi mot bandasjen eller dens bestanddeler.

I tilfeller med tegn på klinisk infeksjon skal du rådføre deg med helsepersonell vedrørende hensiktsmessig infeksjonsbehandling.

Ikke bruk Mepilex Border sammen med oksiderende stoffer som hypoklorittløsninger eller vannstoffperoksid.

Bruk av bandasjer i profylaktisk behandling eliminerer ikke behovet for å fortsette å utvikle og etterfølge en omfattende protokoll for forebygging av trykksår, som kan omfatte støtteanordninger, posisjon, ernæring, væsketilførsel, hudbehandling og mobilitet.

Oppbevaring og avfallshåndtering

Mepilex Border bør oppbevares i tørre omgivelser under 35 °C (95 °F).

Avfallshåndteres i samsvar med lokale miljøprosedyrer.

Annen informasjon

Polyuretanskummet som er brukt i produktet, kan skifte farge til å bli mer gulaktig når det eksponeres for lys, luft og/eller varme. Fargeendringen har ingen innvirkning på produktets egenskaper ved bruk før utløpsdatoen.

Skal ikke brukes om igjen. Dersom produktet brukes om igjen, kan det fungere dårligere, og det kan forekomme krysskontaminering.

Steril. Skal ikke brukes dersom den indre forpakningen er skadet eller åpnet før bruk. Skal ikke resteriliseres.

Produktets egenskaper kan ikke garanteres hvis det brukes etter utløpsdatoen.

Mepilex og Safetac er registrerte varemerker fra Mölnlycke Health Care AB.

Obloga Mepilex[®] Border s tehnologijo Safetac[®]

Mehka samolepilna obloga iz silikonske pene



Opis izdelka

Obloga Mepilex Border je sestavljena iz:

1. mehke silikonske plasti na stični strani z rano (Safetac[®]) na poliuretanskem filmu
2. prožne vpojne komprese iz treh slojev: poliuretanske pene, netkanega viskozne/poliestrskega sloja za enakomerno porazdelitev tekočin in plasti z zelo vpojnimi poliakrilatnimi vlakni
3. zunanjsega vodoodpornega poliuretanskega filma, ki prepušča vodne hlape

Safetac je edinstvena patentirana samolepilna tehnologija, ki omejuje dodatne poškodbe ran in bolečino, ki jo občuti bolnik.

Mepilex Border je zelo prilagodljiva samolepilna obloga, ki vpija izloček iz rane, ohranja vlažnost območja celjenja in zmanjšuje tveganje za maceracijo.

Ker Mepilex Border ohranja vlažno okolje rane in podpira odstranjevanje odmrlega tkiva, lahko ob začetku uporabe pride do povečanja velikosti rane. To je povsem normalen in pričakovan pojav.

Predvidena uporaba

Obloga Mepilex Border je namenjena oskrbi mnogih vrst vlažnih ran, na primer razjed zaradi pritiska (preležanin), razjed na nogah in stopalih ter travmatskih ran, kot so na primer raztrganine na koži in kirurške rane.

Mepilex Border lahko uporabljamo v kombinaciji z geli na suhih/nekrotičnih ranah.

Mepilex Border lahko kot pripomoček za preprečevanje poškodb kože uporabljamo v okviru profilaktičnega zdravljenja, npr. za preprečevanje razjed zaradi pritiska ali pooperacijskih mehurčkov.

Navodila za uporabo

1. Očistite rano skladno s standardnim postopkom svoje ustanove.
2. Temeljito osušite kožo v okolici.
3. Odstranite zaščitna filma z obloge in jo z lepljivim delom namestite na rano. Ne raztegujte.
4. Rezultat bo najboljši, če bo obloga Mepilex Border pri manjših ranah (velikosti do 12,5 x 12,5 cm) pokrivala vsaj 1-2 cm suhe kože okrog rane in pri večjih ranah vsaj 5 cm suhe kože okrog rane. S tem bo okolna koža zaščitena pred maceracijo, obloga pa bo varno pritirana.

Oblogo Mepilex Border lahko pustimo na rani več dni, odvisno od stanja rane in okolne kože oziroma skladno s sprejetimi kliničnimi smernicami.

Sprememba načina povijanja rane lahko privede do začetnega povečanja količine izločka, zaradi česar bo morda treba oblogo nekaj časa pogosteje menjati.

Mepilex Border je mogoče uporabljati pod kompresijskim povojem.

Mepilex Border lahko uporabljamo v kombinaciji z geli.



Previdnostni ukrepi

Obloge ni dovoljeno uporabljati pri bolnikih z znano alergijo na oblogo ali njene sestavine.

Če se pojavijo znaki klinične infekcije, se o ustreznem načinu zdravljenja posvetujte z usposobljenim zdravstvenim osebjem.

Ne uporabljajte obloge Mepilex Border z oksidirajočimi snovmi, kot so na primer hipokloritne raztopine ali vodikov peroksid.

Uporaba oblog za rane v okviru profilaktične terapije ne pomeni, da ni treba vseeno razvijati in upoštevati celovitega protokola za preprečevanje razjed zaradi pritiska, torej skrb za oporne površine, ustrezno nameščanje bolnika, prehrano, hidracijo, ustrezno oskrbo kože in mobilnost.

Shranjevanje in odlaganje

Oblogo Mepilex Border shranjujte v suhem prostoru ob temperaturi pod 35 °C (95°F).

Izdelek odstranite skladno z lokalnimi smernicami o varstvu okolja.

Druge informacije

Poliuretanska pena, uporabljena v izdelku, lahko ob stiku s svetlobo, zrakom in/ali toploto porumeni. Sprememba barve ne vpliva na lastnosti izdelka, ko ga uporabljate pred iztekom roka uporabnosti.

Ne uporabljajte znova. Po ponovni uporabi se učinkovitost izdelka poslabša in lahko pride do navzkrižne okužbe.

Sterilno. Ne uporabljajte izdelka, če je notranja ovojnjina poškodovana ali odprta. Ponovna sterilizacija ni dovoljena.

Ne moremo jamčiti za lastnosti izdelka, uporabljenega po izteku roka uporabnosti.

Mepilex in Safetac sta zaščiteni trgovski znamki Mölnlycke Health Care AB.

Mepilex® Border с технология Safetac®

Самозалепваща лепенка от мек силиконова пяна



Mepilex Border може да престои върху раната няколко дни в зависимост от състоянието на раната и околната кожа или според обичайната клинична практика.



Описание на продукта

Mepilex Border се състои от:

1. контактен слой (Safetac®) за рани от мек силикон върху носител от полиуретанов филм
2. гъвкава абсорбираща подложка от три пласта: полиуретанова пяна, нетъкан покривен слой от вискоза/полиестер и слой от супер абсорбиращи полиакрилатни влакна
3. външен водоустойчив филм от полиуретан, който пропуска изпаренията

Safetac е уникална и патентована технология за залепване, която минимизира болката за пациента и травмирането на раната и тъканта около нея.

Mepilex Border е много удобна самозалепваща лепенка, която абсорбира ексудата, поддържа влажна среда за раната и минимизира риска от мацерация.

Тъй като Mepilex Border поддържа влажна среда за раната, подпомагаща изчистването ѝ, може да има първоначално увеличаване на размера на раната. Това е нормално и може да се очаква.

Предназначение

Mepilex Border е предназначена за голям спектър от ексудирани рани, като декубитални язви, язви на крака и стъпалото, както и травматични рани, например кожни разкъсвания и хирургични рани.

Mepilex Border може да се прилага и върху сухи/некротични рани в комбинация с гелове.

Mepilex Border може да се използва като част от профилактиката за предотвратяване на увреждане на кожата – например рани, в резултат на натиск (декубитус), постоперативни мехури.

Инструкция за употреба

1. Почистете раната в съответствие с нормалните процедури.
2. Старателно подсушете кожата около раната.
3. Отстранете предпазните ленти и поставете със залепващата страна към раната. Не разтягайте.
4. За най-добри резултати Mepilex Border трябва да застъпва сухата кожа около раната поне с 1–2 см за по-малките рани (размери до 12.5 x 12.5 см) и с 5 см при по-големите, за да се предпази околната кожа от мацерация и да се закрепят лепенката стабилно.

Промяна в терапевтичния режим може да предизвика първоначално увеличение на ексудата, което може да наложи временно по-честа подмяна.

Mepilex Border може да се прилага под компресираща превръзка.

Mepilex Border може да се прилага в комбинация с гелове.

Предпазни мерки

Не използвайте при пациенти с доказана чувствителност към лепенката или нейните компоненти.

В случай на признаци на клинична инфекция се консултирайте със здравен специалист за подходящо лечение на инфекцията.

Не използвайте Mepilex Border заедно с окислителни агенти, като хипохлоритни разтвори или водороден прекис.

Използването на лепенки като част от профилактиката не изключва необходимостта да продължи развитието и спазването на един обстоен протокол за предотвратяване на декубитални язви, например поддръжка на повърхностите, позициониране, хранене, хидратация, грижа за кожата и подвижност.

Съхранение и изхвърляне

Mepilex Border трябва да се съхранява на сухо място при температура под 35°C (95°F).

Изхвърлянето трябва да се осъществява според местните процедури за опазване на околната среда.

Друга информация

Полиуретановата пяна, използвана в продукта, може да промени цвета си към по-жълт, когато се изложи на светлина, въздух и/или топлина. Промяната на цвета няма влияние върху свойствата на продукта, когато се използва преди края на срока на годност.

Да не се използва повторно. При повторна употреба действието на продукта може да се влоши, може да се получи кръстосано замърсяване.

Стерилно. Да не се използва, ако вътрешната опаковка е повредена или отворена преди употреба. Да не се стерилизира повторно.

Качествата на продукта не могат да бъдат гарантирани, ако същият се използва след изтичане на срока на годност.

Mepilex и Safetac са регистрирани търговски марки на Mölnlycke Health Care AB.

Mepilex® Border cu tehnologie Safetac®

Pansament din spumă moale de silicon, autoaderent



Descrierea produsului

Mepilex Border este alcătuit din:

1. un strat de contact cu plaga fabricat din silicon moale (Safetac®) având ca suport o peliculă poliuretanică
2. un tampon absorbant flexibil, din trei straturi: un strat de spumă poliuretanică, un strat expandabil neșesut din viscoză/poliester și un strat cu fibre de poliacrilat superabsorbante
3. o peliculă exterioară poliuretanică, permeabilă la vapori și rezistentă la apă

Safetac este o tehnologie adezivă unică și brevetată, care minimizează durerea pacienților și traumatismul plăgilor și al epidermei din jurul acestora.

Mepilex Border este un pansament autoaderent foarte adaptabil la structurile anatomice, care absoarbe exudația, menține un mediu umed în jurul plăgii și reduce la minimum riscul de macerare.

Deoarece Mepilex Border menține un mediu umed în regiunea plăgii, ceea ce susține epurarea fermentativă, este posibil ca dimensiunea plăgii să crească inițial. Acest fapt este normal și de așteptat.

Domeniul de utilizare

Mepilex Border este conceput pentru o serie amplă de plăgi exsudative, cum ar fi ulcerațiile de presiune, ulcerațiile piciorului și ale tălpii și leziunile traumatice precum rupturile de tegument și plăgile chirurgicale.

Mepilex Border poate fi, de asemenea, utilizat pe plăgi uscate/necrotice, în asociere cu geluri.

Mepilex Border poate fi utilizat ca parte a terapiei profilactice de prevenire a afectării pielii, de exemplu ulcerații prin presiune, veziculizarea postoperatorie.

Instrucțiuni de utilizare

1. Curățați plaga conform procedurilor normale.
2. Uscați bine tegumentul perilezional.
3. Îndepărtați pelicula protectoare și aplicați partea adezivă pe plagă. Nu întindeți.
4. Pentru rezultate optime, Mepilex Border trebuie să se suprapună pe tegumentul perilezional uscat pe o porțiune de minim 1-2 cm pentru dimensiunile mai mici (de până la 12,5 x 12,5 cm) și pe o porțiune de 5 cm pentru dimensiunile mai mari pentru a proteja tegumentul perilezional de macerare și pentru a fixa bine pansamentul.

Mepilex Border poate fi lăsat timp de câteva zile, în funcție de starea plăgii și a tegumentului perilezional, sau în conformitate cu indicațiile practicii clinice acceptate.

Modificarea schemei de utilizare a pansamentului poate duce la creșterea inițială a nivelului exudațiilor, ceea ce poate impune temporar creșterea frecvenței schimburilor de pansament.

Mepilex Border poate fi utilizat sub bandaje de compresie.

Mepilex Border poate fi utilizat în combinație cu geluri.

Precauții

A nu se utiliza la pacienți cu sensibilitate cunoscută la pansament sau la componentele acestuia.

În caz de semne de infecție clinică, consultați un cadru sanitar pentru tratamentul antiinfecțios adecvat.

A nu se folosi Mepilex Border în asociere cu agenți oxidanți precum soluțiile de hipoclorit sau apă oxigenată.

Utilizarea pansamentelor ca parte a unei terapii profilactice nu înlătură necesitatea de a continua dezvoltarea și respectarea unui protocol cuprinzător de prevenire a ulcerațiilor de presiune, adică suprafețe de sprijin, poziționare, nutriție, hidratare, îngrijirea pielii și mobilitate.

Depozitare și eliminare

Mepilex Border trebuie păstrat în condiții uscate, la temperaturi mai mici de 35°C (95°F).

Eliminarea trebuie efectuată conform procedurilor locale de protecție a mediului.

Alte informații

Spuma poliuretanică utilizată în produs își poate schimba culoarea în galben intens, atunci când este expusă la lumină, aer și/ sau căldură. Schimbarea culorii nu influențează proprietățile produsului atunci când este folosit înainte de data expirării. A nu se reutiliza! În caz de reutilizare, performanțele produsului se pot reduce și este posibilă contaminarea încrucișată.

Steril. A nu se folosi dacă ambalajul interior a fost deteriorat sau deschis înainte de utilizare. A nu se resteriliza.

În cazul utilizării produsului după data de expirare, proprietățile acestuia nu pot fi garantate.

Mepilex și Safetac sunt mărci comerciale înregistrate ale Mölnlycke Health Care AB.

Mepilex® Border s technológiou Safetac®

Samolepiaci obväz z mäkkého penového silikónu



Obväz Mepilex Border možno ponechať na mieste niekoľko dní, v závislosti od stavu rany a okolitej pokožky, alebo ako je indikované akceptovanou klinickou praxou.



Pri zmene režimu výmeny obväzu sa môže prechodne zvýšiť výtok z rany, čo môže vyžadovať dočasné zvýšenie frekvencie výmeny obväzov.

Mepilex Border možno použiť pod tlakovým obväzom.

Mepilex Border možno použiť v kombinácii s gémi.

Popis produktu

Mepilex Border sa skladá z:

1. vrstvy na kontaktné krytie z mäkkého silikónu (Safetac®) na nosiči z polyuretánovej fólie
2. ohybnej trojvrstvovej absorpčnej vložky: polyuretánová pena, viskózna/polyesterová netkaná krycia vrstva a superabsorpčná vrstva z polyakrylátových vlákien
3. vonkajšej polyuretánovej fólie priepustnej pre výpary a nepriepustnej pre vodu

Safetac je jedinečná a patentovaná adhezívna technológia, ktorá minimalizuje bolesť pacienta a poškodenie rán a okolitej pokožky.

Mepilex Border je vysoko adaptívny samolepiaci obväz absorbujúci výpotok z rany, udržiavajúci vlhkosť v okolí rany a minimalizujúci riziko macerácie okolitej pokožky.

Keďže obväz Mepilex Border udržuje okolie rany vlhké a podporuje chirurgické odstránenie neživého tkaniva z rany, rana sa na začiatku môže zväčšiť. Je to normálne a očakávané.

Účel použitia

Obväz Mepilex Border je určený pre široký rozsah exsudujúcich rán, akými sú dekubity, vredy nôh a chodidiel a traumatické rany, ako napr. kožné odreniny a pooperačné rany.

Mepilex Border možno v kombinácii s gémi použiť aj na suché/nekrotické rany.

Mepilex Border možno použiť ako súčasť profylaktickej terapie na prevenciu poškodenia kože, napr. dekubitov alebo pooperačných pluzgierov.

Návod na použitie

1. Štandardným postupom očistite ranu.
2. Dôkladne vysušte okolitú pokožku.
3. Odstráňte ochranné fólie z obväzu a aplikujte ho lepidlovou stranou na ranu. Nenaťahujte.
4. Kvôli dosiahnutiu najlepšieho výsledku má Mepilex Border presahovať suchú okolitú pokožku najmenej o 1 – 2 cm u malých veľkosti (veľkosti až do 12.5 x 12.5 cm) a 5 cm pre väčšie veľkosti tak, aby ju chránil pre macerovaním a obväz dobre fixoval k rane.

Bezpečnostné opatrenia

Nepoužívajte u pacientov so známou citlivosťou na obväzový materiál alebo jeho zložky.

Ak sa prejavia známky klinickej infekcie, poraďte sa s lekárom o adekvátnej liečbe infekcie.

Mepilex Border nepoužívajte spolu s oxidujúcimi látkami, ako sú roztoky chlórnanov alebo peroxidu vodíka.

Hoci obväz možno použiť ako súčasť profylaktickej terapie, neznamená to, že už nie je potrebné vyvíjať a dodržiavať komplexný protokol prevencie dekubitov, t.j. podporné plochy, polohovanie, výživa, hydratácia, ošetrovanie pokožky a mobilita.

Skladovanie a likvidácia

Mepilex Border treba uchovávať v suchu pri teplotách pod 35 °C (95 °F).

Pri jeho likvidácii postupujte podľa miestnych predpisov pre ochranu životného prostredia.

Iné informácie

Polyuretánová pena použitá vo výrobku môže po vystavení svetlu, vzduchu a/alebo teplu zmeniť farbu na žltšiu. Zmena farby nemá žiadny vplyv na vlastnosti výrobku, ak sa použije pred dátumom expirácie.

Nepoužívajte opakovane. Pri opätovnom použití účinnosť obväzu klesá a môže dôjsť ku krížovej kontaminácii.

Sterilný. Nepoužívajte, ak je pred použitím poškodený alebo otvorený vnútorný obal. Nepodrobujte opakovanej sterilizácii.

Ak sa produkt použije po dátume expirácie, nie sú zaručené jeho vlastnosti.

Safetac® Teknolojili Mepilex® Border

Kendiliğinden yapışan yumuşak silikon köpük pansuman



Ürün açıklaması

Mepilex Border şunlardan oluşur:

1. Bir poliüretan film taşıyıcı üzerinde yumuşak bir silikon yara temas tabakası (Safetac®)
2. Üç tabaka halinde esnek, emici bir ped: bir poliüretan köpük, bir viskoz/polyester örülmemiş yayılan tabaka ve bir süper emici poliakrilat lifli tabaka
3. Buhar geçiren ve su geçirmeyen bir dış film

Safetac, hastaların duyduğu ağrıyı ve yara ve çevresindeki travmayı en aza indiren, eşsiz ve patentli bir yapışkan teknolojisidir.

Mepilex Border, eksudayı emip nemli bir yara ortamını devam ettiren ve maserasyon riskini en aza indiren, şekli yüksek derecede uyumlu, kendiliğinden yapışan bir pansumandır.

Mepilex Border nemli bir yara ortamını devam ettirip debridmanı desteklediğinden başlangıçta yara büyüklüğü artabilir. Bu normaldir ve böyle olması beklenir.

Kullanım amacı

Mepilex Border basınç ülseleri, bacak ve ayak ülseleri ve örneğin cilt yırtıkları ve cerrahi yaralar şeklinde travmatik yaralar gibi geniş bir eksudasyonlu yara aralığı için tasarlanmıştır.

Mepilex Border ayrıca kuru/nekrotik yaralarda jellerle kombinasyon halinde kullanılabilir.

Mepilex Border, cilt hasarını önlemek için (örn. basınç ülseleri, postoperatif vezikül oluşumu) profilaktik tedavinin bir parçası olarak kullanılabilir.

Kullanma talimatları

1. Yarayı normal işlemlere göre temizleyin.
2. Çevredeki cildi iyice kurutun.
3. Serbest bırakma filmlerini çıkarın ve yapışkan tarafı yaraya uygulayın. Germeyin.
4. En iyi sonuçlar açısından, Mepilex Border çevre cildi maserasyondan koruma ve pansumanı sıkıca sabitleme açısından kuru çevre cilt ile daha küçük boyutlarda (12.5x12.5 cm'ye kadar boyutlar) en az 1-2 cm ve daha büyük boyutlarda 5 cm'ye kadar örtüşmelidir.

Mepilex Border yaranın durumu ve çevre cilde göre veya kabul edilen klinik uygulama tarafından endike olduğu şekilde birkaç gün yerinde bırakılabilir. Pansuman rejiminin değiştirilmesi başlangıçta eksuda düzeyini arttırabilir ve geçici olarak değiştirme sıklığının arttırılması gerekebilir. Mepilex Border kompresyon sargıları altında kullanılabilir. Mepilex Border jellerle kombinasyon halinde kullanılabilir.

Önlemler

Pansumana veya bileşenlerine bilinen hassasiyeti olan hastalarda kullanmayın. Klinik enfeksiyon bulguları durumunda yeterli enfeksiyon tedavisi açısından bir sağlık bakımı uzmanına danışın.

Mepilex Border'ı hipoklorit solüsyonları veya hidrojen peroksit gibi oksidizan ajanlarla birlikte kullanmayın.

Pansumanların profilaktik tedavinin bir parçası olarak kullanılması destek yüzeyleri, pozisyon verme, beslenme, hidrasyon, cilt bakımı ve mobilite gibi kapsamlı bir basınç ülsesi önleme protokolünün geliştirilip izlenmesine devam edilmesi gerekliliğini ortadan kaldırmaz.

Saklama ve atma

Mepilex Border 35°C (95°F) altında kuru koşullarda saklanmalıdır.

Atma, yerel çevresel işlemlere göre yapılmalıdır.

Diğer bilgiler

Üründe kullanılan poliüretan köpük ışığa, havaya ve/veya ısıya maruz kaldığında renk değiştirerek sararabilir. Ürün son kullanma tarihinden önce kullanıldığında, renk değişiminin ürün özellikleri üzerinde etkisi yoktur.

Tekrar kullanmayın. Tekrar kullanılması durumunda, ürünün performansı bozulabilir ve çapraz kontaminasyon oluşabilir.

Sterildir. İç ambalaj kullanım öncesinde hasarlı veya açılmışsa kullanmayın. Tekrar sterilize etmeyin.

Ürün son kullanma tarihinden sonra kullanılırsa özellikleri garanti edilemez.

Mepilex ve Safetac, Mölnlycke Health Care AB'nin tescilli ticari markalarıdır



Mepilex[®] Border su Safetac[®] technologija

Lipnus minkštas silikono putų tvarstis



Produkto aprašymas

Mepilex Border sudaro:

1. ant žaizdos dedamas tvarstis iš minkšto silikono (Safetac[®]), padengtas poliuretanine plėvele
2. lankstus, sugeriantis įklotas iš trijų sluoksnių: poliuretano putų, neaustinės medžiagos dengiamojo sluoksnio iš viskozės bei poliesterio ir puikiai sugeriančio poliakrilato pluošto
3. išorinė poliuretaninė plėvelė, kuri praleidžia garus ir nepraleidžia vandens.

Safetac yra unikali ir patentuota lipni medžiaga, kurią naudojant sumažinamas pacientų skausmas ir žaizdų bei aplinkinės odos traumavimas.

Mepilex Border yra labai patogus lipnus tvarstis, sugeriantis eksudatą, palaikantis drėgmę gyjančioje žaizdoje ir mažinantis maceracijos riziką.

Kadangi Mepilex Border palaiko drėgmę gyjančioje žaizdoje ir padeda pasišalinti apmirusioms žaizdos dalims, pradžioje žaizdos apimtis gali padidėti. Tai yra normalu ir tikėtina.

Paskirtis

Mepilex Border skirtas gydyti įvairias žaizdas, kuriose pasireiškia eksudacija: pragulas, blauzdų ir pėdų opas ir trauminės žaizdas, pvz., odos įplėšimus ar chirurgines žaizdas.

Kartu su geliu Mepilex Border galima dėti ant sausų arba apmirusių žaizdų.

Mepilex Border gali būti naudojamas kaip profilaktinės terapijos dalis siekiant apsaugoti odą nuo pažeidimo, pvz., ant pragulų, pooperacinių pūslių ir pan.

Naudojimo instrukcijos

1. Išplaukite žaizdą pagal įprastus reikalavimus.
2. Kruopščiai nusausinkite aplinkinę odą.
3. Nuimkite apsaugines plėveles ir tvarstį lipniaja puse uždėkite ant žaizdos. Netempkite.
4. Mepilex Border tvarsčio kraštai turi dengti 1 – 2 cm sveikos aplinkinės žaizdos odos, kai žaizda mažesnė nei 12.5 x 12.5 cm ir bent 5 cm didesnių žaizdų, kad tvarstis tvirtai prisiklijuotų ir aplinkinė oda būtų apsaugota nuo maceracijos.



Mepilex Border gali būti paliekamas priklijuotas kelias dienas, priklausomai nuo žaizdos ir aplinkinės odos būklės, arba naudojamas, kaip priimta klinikinėje praktikoje.

Pasikeitus perrišimo metodikai, iš pradžių gali susidaryti daugiau eksudato, todėl laikinai gali prireikti dažniau keisti tvarstį.

Mepilex Border galima dėti po suveržiamu tvarsčiu.

Mepilex Border galima naudoti kartu su geliais.

Atsargumo priemonės

Nenaudokite pacientams, jei žinoma, kad jie alergiški tvarsčio medžiagoms.

Jei pasireiškų klinikinės infekcijos požymiai, pasitarkite su sveikatos priežiūros specialistu dėl tinkamo infekcijos gydymo.

Mepilex Border nenaudokite kartu su oksiduojančiomis medžiagomis, pvz., hipochlorito tirpalais ar vandenilio peroksidu.

Tvarsčių kaip profilaktinės priemonės naudojimas nereiškia, kad galima atsisakyti įprastinių pragulų gydymo metodų, t. y. atitinkamų atraminųjų paviršių naudojimo, paciento padėties keitimo, mitybos, odos drėkinimo ir priežiūros.

Laikymas ir utilizavimas

Mepilex Border reikia laikyti sausai ir ne aukštesnėje kaip 35 °C (95 °F) temperatūroje.

Utilizuoti pagal vietinius aplinkosauginius reikalavimus.

Kita informacija

Produkte naudojamos poliuretano putos gali pagelsti veikiamos šviesos, oro ir (ar) aukštos temperatūros. Toks spalvos pokytis neturi jokio poveikio produkto savybėms, jei produktas naudojamas iki jo galiojimo laiko pabaigos.

Pakartotinai nenaudoti. Naudojant pakartotinai, gali pablogėti gaminio savybės ir gali įvykti kryžminis užkrėtimas.

Sterilus. Nenaudoti, jei prieš naudojant buvo pažeista ar atidaryta vidinė pakuotė. Pakartotinai nesterilizuoti.

Jeigu produktas naudojamas pasibaigus galiojimo laikui, gamintojas nesuteikia jokių garantijų dėl jo savybių.

Mepilex ir Safetac yra registruoti Mölnlycke Health Care AB prekių ženklai

Mepilex[®] Border ar Safetac[®] tehnoloģija

Pašlīpošs mīkstā silikona putu pārsējs



Mepilex Border var atstāt uz brūces uz vairākām dienām atkarībā no konkrētās brūces un apkārtējās ādas stāvokļa vai atbilstoši apstiprinātajai klīniskai praksei.



Pārsēja lietošanas režīma maiņas rezultātā var palielināties eksudāta apjoms, tāpēc sākotnēji pārsējs, iespējams, būs jāmaina biežāk.

Mepilex Border var izmantot arī zem spiedošiem pārsējiem.

Mepilex Border drīkst izmantot kopā ar geliem.

Produkta apraksts

Mepilex Border sastāv no:

1. mīksta silikona brūces kontaktslāņa (Safetac[®]) uz poliuretāna plēves pārklājuma
2. elastīga, absorbējoša spilventiņa, ko veido trīs slāņi: poliuretāna putas, neausts izkliedējošs viskozes/poliestera slānis un īpaši absorbējošas poliakrilāta šķiedras;
3. mitruma tvaikus caurlaidīgas un ūdeni necaurlaidīgas ārējās poliuretāna plēves.

Safetac ir unikāla un patentēta adhezijas tehnoloģija, kas līdz minimumam samazina pacientam sāpes, kā arī brūces un apkārtējās ādas traumēšanas iespējas.

Mepilex Border ir īpaši ērts pašlīpošs pārsējs, kas absorbē eksudātu, uztur brūcē nepieciešamo mitrumu un līdz minimumam samazina macerācijas rašanās risku.

Tā kā Mepilex Border saglabā brūcē mitru vidi, veicinot bojāto audu evakuāciju, sākotnēji brūce var palielināties. Šī parādība ir uzskatāma par pilnīgi normālu.

Paredzētā lietošana

Mepilex Border ir paredzēts dažādu eksudējošu brūču ārstēšanai, piemēram, spiediena čūlas, kāju un pēdu čūlas, kā arī tādu traumatisku brūču, kā, piemēram, ādas plīsumu un operācijas brūces.

Mepilex Border var izmantot arī sausu/nekrotisku brūču ārstēšanai kopā ar geliem.

Mepilex Border var lietot profilaktiskas terapijas nolūkos, lai novērstu ādas bojājumu rašanos, piem., spiediena čūlu veidošanos, bullu veidošanos pēc operācijas.

Lietošanas pamācība

1. Izfīriet brūci atbilstoši standarta procedūrām.
2. Rūpīgi nosusināt ādu ap brūci.
3. Noņemiet aizsargplēvi un ar pārsēja lipīgo pusi uzlieciet uz brūces. Nestiepiet to.
4. Lai sasniegtu labāku rezultātu, mazāka izmēra Mepilex Border pārsējam ir jāpārklājas pāri sausai ādai ap brūces malām vismaz par 1-2 cm (izmēriem līdz 12.5x12.5 cm), bet lielāku izmēru gadījumā – par 5 cm. Tādējādi apkārtējā āda tiks pasargāta no macerācijas, bet pārsējs būs stingri nostiprināts.

Piesardzības pasākumi

Neizmantojiet pārsēju pacientiem, kuriem ir zināma jutība pret pārsēja sastāvā esošu vielu.

Klīniskas infekcijas simptomu gadījumā sazinieties ar veselības aprūpes speciālistu, kas nodrošinās atbilstošu infekcijas ārstēšanu.

Nelietojiet Mepilex Border kopā ar oksidējošām aktīvajām vielām, piemēram, hipohlorīda šķīdumiem vai ūdeņraža peroksīdu.

Pārsēja izmantošana profilaktiskas terapijas ietvaros neaizstāj nepieciešamību turpināt izstrādāt un ievērot vispusīgu protokolu spiediena čūlu novēršanai, t.i., atslagojošas virsmas, pozicionēšana, uzturs, hidrācija, ādas kopšana un mobilitāte.

Pārsēja uzglabāšana un atbrīvošanās no tā

Mepilex Border ir jāuzglabā sausā vietā, temperatūrā, kas nepārsniedz 35°C (95°F). Atbrīvošanās no izstrādājuma jāveic atbilstoši vietējām likumdošanas prasībām par apkārtējo vidi.

Cita informācija

Poliuretāna putu slānim var rasties dzeltenīga nokrāsa, ja pārsējs pakļauts gaismas, gaisa un/vai siltuma iedarbībai. Taču šī nokrāsa nekādā veidā neietekmē produkta īpašības, ja to izmanto pirms derīguma termiņa beigām.

Nelietot atkārtoti. Atkārtoti lietojot produktu, tā efektivitāte var pasliktināties, turklāt pastāv krusteniskās infekcijas draudi.

Sterils. Nelietot, ja iekšējais iepakojums pirms lietošanas ir bojāts vai ir bijis atvērts. Nesterilizēt atkārtoti.

Lietojot izstrādājumu pēc derīguma termiņa beigām, mēs negarantējam tā īpašības.

Mepilex un Safetac ir Mölnlycke Health Care AB reģistrētas preču zīmes

Mepilex[®] Border koos tehnoloogiaga Safetac[®]

Pehme isekleepuv silikoonvahust haavapadi



Toote kirjeldus

Mepilex Border koosneb:

1. pehmest silikoonist haavakontaktkiht (Safetac[®]) polüüretaanist kilel
2. elastne absorbeeriv kolmekihiline padi: polüüretaanvaht, mittekoitud viskoosist/poliüestrist kattekiht ja ülimalt absorbeerivate polüakrülaatkuidudega kiht
3. välimine õhku läbilaskev veekindel polüüretaanikile

Safetac on unikaalne patenteeritud kleepuv tehnoloogia, mis minimeerib patsientidele tekitatava valu ning trauma haavadele ja ümbritsevale nahale.

Mepilex Border on äärmiselt mugav isekleepuv haavakate, mis imab eritise, säilitab haava paranemist soosiva niiske keskkonna ja muudab matseratsiooni ohu minimaalseks.

Kuna Mepilex Border säilitab haava ümber surnud koe eemaldumist soosiva niiske keskkonna, võib haava suurus algtal kasvada. See on normaalne ja ootuspärane.

Kasutamine

Mepilex Border on loodud mitmesugustele eritusega haavatuüpidele, nagu lamatistele, jalahaavanditele ja traumaatilistele haavadele (nt naharebendid ja kirurgilised haavad).

Mepilex Borderit võib kasutada kuivadel/nekrootilistel haavadel koos geelidega.

Mepilex Borderit võib kasutada osana profülaktilisest ravist nahakahjustuste vältimiseks (nt lamatiste ja operatsioonijärgsete villide puhul).

Kasutusjuhised

1. Puhastage haav vastavalt tavapärastele protseduuridele.
2. Kuivatage ümbritsev nahk hoolikalt.
3. Eemaldage kattekihid ja paigaldage liimuv pool haavale. Ärge venitage sidet.
4. Parimate tulemuste saavutamiseks peaksid väiksemad Mepilex Borderi haavapadjad (suurustega kuni 12,5 x 12,5 cm) katma haava ümbritsevat kuiva nahka vähemalt 1–2 cm ulatuses, suuremad haavapadjad 5 cm ulatuses, et ümbritsevat nahka matseratsiooni eest kaitsta ning haavapadi kindlalt paigale fikseerida.

Haava ja ümbritseva naha olukorrast või tunnustatud kliinilisest praktikast sõltuvalt võib Mepilex Borderi mitmeks päevaks haavale jätta.

Sidumisviisi muutmiseks võib algtal kaasneda suurem haavavedelike eritumine, mistõttu haav võib ajutiselt vajada sagedasemat ümbersidumist.

Mepilex Borderit võib kasutada rõhksidemete all.

Mepilex Borderit võib kasutada koos geelidega.

Ettevaatust

Ärge kasutage seda patsientidel, kellel on teadaolev tundlikkus haavasideme või mõne selle komponendi suhtes.

Infektsiooni kliiniliste nähtude ilmnemisel konsulteerige arstiga adekvaatseks põletiku raviks.

Ärge kasutage Mepilex Borderit koos oksüdeerivate ainetega, nagu hüpokloriidi lahused või vesinikperoksiid.

Haavakatete kasutamine profülaktilise ravi osana ei kaota vajadust jätkuvalt arendada ja järgida põhjalikku lamatiste vältimise protokollit, sealhulgas tugipindasid, kehaasendit, toitumist, vedelike tarbimist, nahahooldust ja liikuvust.

Säilitamine ja kasutusest kõrvaldamine

Mepilex Borderit tuleb säilitada kuivades tingimustes temperatuuril alla 35 °C (95 °F).

Jäätmed tuleb kõrvaldada vastavalt kehtivatele keskkonnahoiu reeglitele.

Muu teave

Tootes kasutatav polüüretaanvaht võib valguse, õhu ja/või soojuise toimele muutuda kollasemaks. Värvimuutus ei mõjuta toote omadusi, kui seda kasutatakse enne kõlblikkusaja möödumist.

Ärge taaskasutage. Taaskasutamisel võib toote töökindlus kahaneda ning esineda ristsaastumise oht.

Steriilne. Ärge kasutage, kui sisepakend on enne kasutamist kahjustada saanud või avatud. Ei steriliseerita korduvalt.

Kui toodet kasutatakse pärast aegumiskuupäeva möödumist, ei saa tagada selle omaduste püsivust.

Mepilex ja Safetac on Mölnlycke Health Care AB registreeritud kaubamärgid

Mepilex® Border с технологией Safetac®

Самоклеящаяся мягкая силиконовая пенная повязка



Повязку Mepilex Border можно оставлять на месте на несколько дней в зависимости от состояния раны и окружающей кожи либо менять в соответствии с принятой клинической практикой.



Изменение режима перевязок может привести к первоначальному увеличению экссудации, в результате чего может временно потребоваться более частая смена повязки.

Mepilex Border можно применять под давящей повязкой.

Mepilex Border можно применять в сочетании с гелями.

Описание изделия

Повязка Mepilex Border состоит из следующих компонентов:

1. мягкая силиконовая накладка на основе из полиуретановой пленки, контактирующая с раневой поверхностью (Safetac®);
2. гибкая трехслойная влагопоглощающая прокладка, состоящая из полиуретановой пены, нетканой подложки (вискоза/полиэстер) и слоя полиакрилатных волокон с повышенной поглощающей способностью;
3. наружная полиуретановая пленка, проницаемая для паров и непроницаемая для воды.

Safetac является уникальной запатентованной технологией создания мягких самоклеящихся повязок, которые ослабляют болевые ощущения у пациентов и меньше травмируют рану и кожу вокруг нее.

Mepilex Border является плотно прилегающей самоклеящейся повязкой, которая поглощает экссудат, поддерживает влажную среду в ране и минимизирует риск мацерации.

Поскольку повязка Mepilex Border поддерживает влажную среду в ране и способствует отторжению некротизированных тканей, возможно первоначальное увеличение размеров раны. Это нормальное и ожидаемое явление.

Предполагаемое использование

Повязка Mepilex Border предназначена для лечения разнообразных ран с экссудатом, например пролежней, язв на голенях и стопах, а также травматических ран, например разрывов кожи и хирургических ран.

Mepilex Border также можно применять для сухих/некротических ран в сочетании с гелями.

Mepilex Border можно использовать как компонент профилактического лечения для предотвращения повреждений кожи, например пролежней, послеоперационных нарывов.

Инструкция по применению

1. Очистите рану обычным способом.
2. Тщательно осушите окружающую кожу.
3. Снимите защитные пленки и наложите повязку липкой стороной на рану. Не растягивайте повязку.
4. Для достижения наилучших результатов повязка Mepilex Border должна перекрывать окружающую сухую кожу не менее чем на 1–2 см для ран меньшего размера (до 12,5 x 12,5 см) и 5 см для более обширных ран. Это необходимо для защиты окружающей кожи от мацерации, а также для надежной фиксации повязки.

Меры предосторожности

Нельзя использовать у пациентов с доказанной повышенной чувствительностью к повязке или ее компонентам.

При появлении выраженных клинических симптомов инфекции обратитесь к врачу для надлежащего лечения.

Не применяйте повязку Mepilex Border в сочетании с окислителями, например растворами гипохлорита или перекиси водорода.

Использование повязок в составе профилактического лечения не отменяет необходимость продолжать применение и соблюдение в полном объеме протокола ведения больных с целью профилактики пролежней, например использование противопролежневых матрасов, прокладок и систем, надлежащее размещение и изменение положения тела, адекватный диетический и питьевой режим, уход за кожей, стимулирование самостоятельного перемещения.

Хранение и утилизация

Повязку Mepilex Border следует хранить в сухом месте при температуре ниже 35 °C (95 °F).

Утилизацию следует проводить в соответствии с местными правилами экологической безопасности.

Прочая информация

Полиуретановый пеноматериал, используемый в изделии, при воздействии света, воздуха и/или тепла может пожелтеть. Изменение цвета не влияет на свойства изделия, если срок его годности не истек.

Не подлежит повторному использованию. При повторном применении эффективность изделия может снизиться, а также возможно возникновение перекрестного заражения.

Стерильно. Не используйте изделие, если его внутренняя упаковка была повреждена или вскрыта до употребления. Не подвергать повторной стерилизации.

В случае применения изделия после окончания срока годности его свойства не гарантируются.

Mepilex и Safetac являются зарегистрированными торговыми знаками компании Mölnlycke Health Care AB.

Mepilex[®] Border s tehnologijom Safetac[®]

Samoljepljivi povoj od meke silikonske pjene



Opis proizvoda

Mepilex Border sastoji se od:

1. kontaktnog sloja za ranu od mekog silikona (Safetac[®]) na poliuretanskoj foliji
2. prilagodljivog, apsorbirajućeg obloga iz tri sloja: poliuretanske pjene, netkanog rastezljivog sloja od viskoze/poliestera i sloja superapsorbirajućih poliakrilatnih vlakana
3. vanjske poliuretanske folije propusne za transpirat i otporne na vodu

Safetac je jedinstvena i patentirana tehnologija ljepila koje minimizira bol u pacijenta te traumu rane i okolne kože.

Mepilex Border je izuzetno udoban samoljepljivi povoj koji apsorbira eksudat, održava ranu vlažnom i minimalizira rizik nastanka maceracije.

Budući da Mepilex Border zadržava vlažnost rane i time pospješuje njezin debridman, u početku liječenja može nastati povećanje veličine rane. To je normalna i očekivana pojava.

Namjena

Mepilex Border namijenjen je primjeni kod čitavog niza eksudirajućih rana, poput dekubitalnog ulkusa, ulkusa kruris i traumatskih rana, npr. razderotina kože i kirurških rana.

Mepilex Border može se također upotrebljavati i na suhim/nekrotičnim ranama u kombinaciji s gelovima.

Mepilex Border može se upotrebljavati kao sastavni dio profilaktičke terapije u prevenciji oštećenja kože, npr. dekubitusa, poslijeoperativnih plikova.

Upute za upotrebu

1. Očistite ranu u skladu s uobičajenim postupcima.
2. Dobro osušite okolnu kožu.
3. Uklonite zaštitni film i položite ljepljivom stranom na ranu. Nemojte rastezati.
4. Za postizanje najboljeg učinka povoj Mepilex Border trebao bi prelaziti rubove rane na okolnu suhu kožu za najmanje 1-2 cm kod manjih rana (veličine 12.5 x 12.5 cm) i za 5 cm kod većih rana kako bi se okolna koža zaštitila od maceracije, a povoj dobro učvrstio.

Mepilex Border povoj može se upotrebljavati nekoliko dana, ovisno stanju rane i okolne kože, ili kako je indicirano prihvaćenom kliničkom praksom.

Promjena režima previjanja može rezultirati početnim povećanjem ekسادacije, što privremeno može zahtijevati češće previjanje.

Mepilex Border može se upotrebljavati ispod kompresivnog zavoja.

Mepilex Border može se kombinirati s gelovima.

Mjere opreza

Ne upotrebljavajte za bolesnike s poznatom preosjetljivošću na povoj ili njegove komponente.

U slučaju pojave kliničkih znakova infekcije posavjetujte se sa zdravstvenim radnikom radi odgovarajućeg liječenja infekcije.

Nemojte upotrebljavati Mepilex Border zajedno s oksidirajućim sredstvima poput hipokloritnih otopina ili vodikovog peroksida.

Upotreba ovog povoja kao sastavni dio profilaktičke terapije ne isključuje potrebu za nastavkom primjene općeprihvaćenog protokola za prevenciju dekubitusa, poput odgovarajuće podloge, pozicioniranja bolesnika, prehrane, hidracije, njege kože i mobiliteteta.

Čuvanje i zbrinjavanje

Mepilex Border treba čuvati na suhom mjestu, na temperaturi nižoj od 35°C (95°F).

Proizvod treba odlagati u skladu s lokalnim smjernicama za zaštitu okoliša.

Ostale informacije

Poliuretanska pjena koju proizvod sadrži može promijeniti boju (požutjeti) pri izlaganju svjetlosti, zraku i/ili toplini. Promjena boje ne mijenja svojstva proizvoda ako se on upotrebljava prije isteka roka valjanosti.

Nemojte ponovno upotrebljavati. Ako se upotrebljava iznova, svojstva proizvoda mogu oslabiti te može doći do onečišćenja.

Sterilno. Ne upotrebljavajte ako je unutarnje pakiranje oštećeno ili otvoreno prije upotrebe. Ne sterilizirajte ponovno.

Ako se proizvod upotrebljava nakon isteka roka valjanosti njegova učinkovitost ne može biti zajamčena.

Mepilex i Safetac zaštićeni su znakovi tvrtke Mölnlycke Health Care AB.

Mepilex[®] Border sa Safetac[®] tehnologijom

Samolepljiva obloga od mekog silikona i poliuretanske pene



Opis proizvoda

Mepilex Border se sastoji od:

1. mekog silikonskog sloja koji dolazi u kontakt sa ranom (Safetac[®]) na filmu od poliuretana,
2. savitljivog, apsorbujućeg jastučića koji sadrži tri sloja: poliuretansku penu, netkan sloj od viskoze/poliestera i sloj od superupijajućih poliakrilnih vlakana,
3. spoljašnjeg filma koji je vodootporan, a propušta vlagu.

Safetac je jedinstvena i patentirana tehnologija izrade prijanjajućeg materijala koji ublažava bol kod pacijenta i smanjuje traume rane i okolne kože.

Mepilex Border je izuzetno prilagodljiva samolepljiva obloga koja apsorbuje eksudat i održava vlažnu sredinu rane, te rizik od maceracije svodi na minimum.

Kako Mepilex Border održava vlažnu sredinu rane i podstiče debridman, u početku može da dođe do povećanja obima rane. To je normalno i očekivano.

Namena

Mepilex Border je namenjen zbrinjavanju širokog niza eksudirajućih rana, kao što su dekubitalni ulkusi, ulkusi nogu i stopala i traumatske rane, npr. rascepi kože i hirurške rane.

Mepilex Border može da se koristi i na suvim, odnosno nekrotičnim ranama u kombinaciji sa gelovima.

Mepilex Border može da se koristi u sklopu profilaktičke terapije kako bi se sprečilo oštećenje kože, npr. dekubitalni ulkusi, postoperativni plikovi.

Uputstvo za upotrebu

1. Očistiti ranu u skladu sa uobičajenim procedurama.
2. Temeljno osušiti okolnu kožu.
3. Odstraniti zaštitni film i lepljivu stranu staviti na ranu. Ne rastezati oblogu.
4. U cilju postizanja najboljih rezultata, Mepilex Border oblogom treba pokriti suhu okolnu kožu bar 1-2 cm kad su u pitanju manje dimenzije obloge (do 12.5 x 12.5 cm), odnosno 5 cm za veće dimenzije da bi se okolna koža zaštitila od maceracije, a obloga je sigurno fiksirala.

Mepilex Border se može ostaviti na telu nekoliko dana, u zavisnosti od stanja rane i okolne kože ili na osnovu indikacija prihvaćene kliničke prakse.

Promena režima previjanja može u početku dovesti do pojačane eksudacije, te je možda privremeno potrebno češće menjati oblogu.

Mepilex Border se može koristiti ispod kompresivnog zavoja.

Mepilex Border se može koristiti u kombinaciji sa gelovima.

Mere opreza

Ne koristiti kod pacijenata za koje se zna da su preosetljivi na oblogu ili njene komponente.

U slučaju razvoja znakova kliničke infekcije, obratiti se lekaru radi adekvatnog lečenja.

Ne koristiti Mepilex Border zajedno sa oksidansima kao što su rastvori hipohlorita ili hidrogen-peroksid.

Upotreba obloga u sklopu profilaktičke terapije ne isključuje potrebu za daljim razvojem i praćenjem sveobuhvatnog protokola za prevenciju dekubitusa, tj. upotrebu podupirača, promenu položaja, ishranu, hidraciju, negu kože i kretanje.

Skladištenje i odlaganje

Mepilex Border treba čuvati na suvom, na temperaturi ispod 35°C (95°F).

Odlaganje treba obavljati u skladu sa lokalnim procedurama za zaštitu okoline.

Ostale informacije

Poliuretanska pena koja se koristi u izradi proizvoda može da promeni boju u jače žutu kada se izloži svetlosti, vazduhu i/ili toploti. Ukoliko se proizvod koristi u okviru roka trajanja, promena boje nema uticaja na njegove karakteristike.

Ne koristiti ponovo. Pri ponovnoj upotrebi, efikasnost obloge može da se smanji i može doći do unakrsne kontaminacije.

Sterilno. Ne koristiti ukoliko je unutrašnje pakovanje oštećeno ili otvoreno pre upotrebe. Ne podvrgavati ponovnoj sterilizaciji.

Ukoliko se proizvod koristi nakon isteka roka trajanja, njegove osobine nisu zagarantovane.

Mepilex i Safetac su zaštićene robne marke kompanije Mölnlycke Health Care AB.



AUSTRALIA Mölnlycke Health Care Pty. Ltd.
12 Narabang Way, Belrose, NSW 2085
Tel: +61 02 8977 2144

AUSTRIA Mölnlycke Health Care GmbH
Europlaza, Wagenseilgasse 14, 1120 Vienna
Tel: +43 1 278 85 42
Customer Service Tel: 0800 292 874

BELGIUM Mölnlycke Health Care NV/SA,
Berchemstadionstraat 72, B2,
B-2600 BERCHEM (Antwerpen)
Tel: +32 3 2868 950

CANADA Mölnlycke Health Care Inc.,
2010 Winston Park Drive, Suite 100,
Oakville, Ontario, L6H 5R7
Tel: +1 905 829 1502

CHINA Mölnlycke Health Care
(Shanghai) Co., Ltd.
RM 629, No.8 Hua Jing Road,
Wai Gao Qiao FTZ Shanghai, China
Tel: +86 10 5128 8571

CZECH REPUBLIC Mölnlycke Health Care s.r.o.
Hajkova 2747/22, 130 00 Prague 3
Tel: +420 221 890 517 (**Reception**)
Tel: +420 221 890 511 (**Customer Service**)

DENMARK Mölnlycke Health Care ApS,
Gydevang 33, DK-3450 Allerød
Tel: +45 48 16 82 68
Customer Service Tel: +80 886 810

ESTONIA Mölnlycke Health Care OÜ,
Vabaõhumuuseumitee 4-67, EE-13522 Tallin
Tel: +372 671 1520

FINLAND Mölnlycke Health Care Oy,
Pitäjänmäentie 14, 3 krs, FI-00380 Helsinki
Tel: +358 201 622 300
Customer Service Tel: 0800 113 442

FRANCE Mölnlycke Health Care SAS,
13 Allée du Château Blanc
59290 WASQUEHAL
Tel: +33 320 122 555
Customer Service Tel: 0800 910 292

GERMANY Mölnlycke Health Care GmbH
Grafenberger Allee 297
DE-40237 Düsseldorf
Tel: +49 211 92 08 80
Customer Service Tel: 0800 186 21 80

HUNGARY Mölnlycke Health Care Kft
HU-1134 Budapest, Dévai u. 26-28. III. em.
Tel: +36 1 477 3080

INDIA Mölnlycke Health Care India Pvt Ltd
Universal Business Centre
Second Floor, Universal Trade Tower
Sector 49, Gurgaon Sohna Road
Gurgaon 122 018, Haryana
Tel: +91 124 4696 008

ITALY Mölnlycke Health Care s.r.l.,
Via Marsala 40/C, IT-21013 Gallarate (VA)
Tel: +39 0331 714 011

JAPAN Mölnlycke Health Care KK,
4F Concieria Nishi-Shinjuku Tower's West
6-20-7 Nishi-Shinjuku,
Shinjuku-Ku, Tokyo 160-0023
Tel: +81 3 6914 5004

KOREA Mölnlycke Health Care Korea Co., Ltd
2nd floor, Hansol Richville.
46 Wiryeseong-daero,
Songpa-gu, Seoul, 05627
South Korea
Tel: +82 2 3789 1402

LATVIA Mölnlycke Health Care AB,
Dzelzavas 120 M, Riga LV-1021
Tel: +372 6711 522

LITHUANIA Mölnlycke Health Care AB,
J. Galvydzio g. 3, LT 08236 Vilnius
Tel: +370 5 2274 58 37

NETHERLANDS Mölnlycke Health Care B.V.
Postbus 3196, 4800 DD Breda
Tel: +31 76 521 9663

NORWAY Mölnlycke Health Care AS
Postboks 6229 Etterstad, NO-0603 Oslo
Tel: +47 22 70 63 70
Customer Service Tel: 800 161 78

POLAND
Mölnlycke Health Care Polska Sp. z o. o.
ul. Zwycięstwa 17a
15-703 Białystok
Tel: +85 652 77 77

PORTUGAL Mölnlycke Health Care
Rua Brito Capelo, 807
4450-068 Matosinhos
Tel: +351 808 919 960
Customer Service Tel: 800 832 096

RUSSIA Mölnlycke Health Care,
10/3 Toul'skaya str., Moscow 115191
Tel: +7 495 232 26 64

SINGAPORE
Mölnlycke Health Care Asia-Pacific Pte Ltd
298 Tiong Bahru Road
#07-03 Central Plaza
Singapore 168730
Telephone: +65 6438 4008

SPAIN Mölnlycke Health Care S.L.,
Av. De la Vega 15, Edif. 3, 3a Planta
ES-28108 Alcobendas (Madrid)
Tel: +34 91 484 13 20
Customer Service Tel: 900 963 232

SWEDEN Mölnlycke Health Care AB
Gamlestadvägen 3C, Box 130 80
SE-402 52 GÖTEBORG
Tel: +46 31 722 30 00
Customer Service Tel: 020 798 264

SWITZERLAND
Mölnlycke Health Care AG
Brandstrasse 24
CH-8952 Schlieren
Tel: +41 44 744 54 00
Customer Service
Tel German: 0800 563 195
Tel French: 0800 563 196

UNITED ARAB EMIRATES
Mölnlycke Health Care
Unit No. 603
Jumeirah Business Center 1, Plot No. G2
Jumeirah Lakes Towers, Dubai
Tel: +971 45 54 73 17

UNITED KINGDOM
Mölnlycke Health Care Ltd.
401 Grafton Gate
Milton Keynes
MK9 1AT
Tel: +44 870 60 60 766
Customer Service, Private
Tel: 0800 917 4919
Customer Service, Public sector
Tel: 0800 917 4918

USA Mölnlycke Health Care US, LLC
5550 Peachtree Parkway
Suite 500, Norcross, GA 30092
Tel: + 1-800-882-4582

