



Colour information

- PMS 361
- PMS 186
- PMS CG 10
- Cutter, DOES NOT PRINT

Ref no: 37200-10
Created by: Natalie Whiteside

Refer to ARS PD-576260 and Master Text IFU PD-571437

Mölnlycke Health Care, Gamlestadsvägen 3C, SE-402 52, Göteborg.

U-Card Dimensions
140mm High
20mm Deep
74mm Width



Two way stretch tubular bandage
Vendaje tubular de elasticidad bidireccional.
Bandage tubulaire extensible en longueur et en largeur.



www.molnlycke.com

Nominal limb size/Tamaño nominal de las extremidades/ Branche taille nominale	
Red line/Raya Roja/Ligne Rouge	9–18cm/3.5–7in
Green line/Raya Verde/Ligne Vert	14–24cm/5.5–9.5in
Blue line/Raya Azul/Ligne Bteue	24–40cm/9.5–16in
Yellow line/Raya Amarilla/Ligne Jaune	35–64cm/14–25in
Purple line/Raya Violeta/Ligne Violette	64–130cm/25–51in

1 nominal 3.5cm x 1m (1.5in x 1.09yd) roll

Two way stretch tubular bandage

3.5cm x 1m (1.5in x 1.09yd)

REF 2480 Made in UK

5 055158 008403

Canada 1-800-882-6582
USA 1-800-694-5174

Australia 17 Nerabang Way
Belford, NSW 2088

Mölnlycke Health Care Pty. Ltd.
Mölnlycke Sponsor Address



37200-10

The Mölnlycke and Tubifast trademarks, names and logos are registered globally to one or more of the Mölnlycke Health Care Group of Companies.

Manufacturer / Fabricant
Mölnlycke Health Care AB, Gamlestadsvägen 3C, Box 13080, SE-402 52 Göteborg, Sweden

PZN-0143538

Two way stretch tubular bandage

Bandage extensible en longueur et en largeur

Vendaje tubular de elasticidad bidireccional

Bandage extensibile in lunghezza e larghezza

Two way stretch tubular bandage

1m

RED LINE RAYA ROJO LIGNE ROUGE

Select the correct size and cut to length, open the bandage and stretch over the affected area. Precautions: Keep clean. If soiled with bodily fluids, discard appropriately and replace. Avoid naked flames and ignition sources, especially when used with paraffin based products. If condition worsens discontinue use and seek medical advice. Single-patient, multi use. If any serious incident has occurred in relation to the use of Tubifast, it should be reported to Mölnlycke Health Care and to your local competent authority. Fibre content: Viscose, Nylon, Elastane.

Die korrekte Größe wählen und auf die richtige Länge zuschneiden. Den Verband öffnen und über das entsprechende Areal ziehen. Vorsichtsmassnahmen: Sauber halten. Bei Verunreinigung mit Körperflüssigkeiten ordnungsgemäß entsorgen und ersetzen. Von offenem Feuer und Zündquellen fernhalten, insbesondere bei Verwendung mit Produkten auf Paraffinbasis. Bei Verschlechterung des Gesundheitszustands die Verwendung aussetzen und einen Arzt aufsuchen. Zur mehrfachen Verwendung an einem Patienten. Falls ein schwerwiegender Vorfall im Zusammenhang mit der Anwendung von Tubifast aufgetreten ist, melden Sie dies an Mölnlycke Health Care und Ihre lokale zuständige Behörde. Faserzusammensetzung: Viskose, Nylon, Elastan.

Choisissez la bande adaptée et découpez la longueur nécessaire, ouvrez le bandage et étirez-le sur la zone concernée. Précautions d'emploi: Garder le bandage propre. Si le bandage est souillé, le jeter de manière appropriée et le remplacer. Ne pas exposer de façon directe aux flammes ou à toute source de chaleur, surtout en cas d'utilisation de produits à base de paraffine. Si l'état se dégrade, cesser les applications et consulter un médecin. Un seul patient, multi-usage. En cas d'incident grave dans le cadre de l'utilisation du dispositif Tubifast, il doit être signalé à Mölnlycke Health Care ainsi qu'aux autorités locales compétentes. Composition des fibres: Viscose, nylon, élasthanne.

Seleccione el tamaño correcto y corte la longitud necesaria; abra el vendaje y extienda sobre el área afectada. Precauciones: Mantener limpio. Si se ensucia con fluidos corporales, deséchelo de forma adecuada y sustitúyalo por uno nuevo. Manténgalo alejado de llamas y fuentes de calor, sobre todo cuando lo utilice con productos a base de parafina. Si su estado empeora, deje de utilizar el vendaje y consulte con un médico. Uso para un solo paciente, varios usos. Todo incidente grave que pueda producirse en relación con el uso de Tubifast deberá ser notificado a Mölnlycke Health Care y a las autoridades locales competentes. Contenido de fibra: viscosa, nailon, elastano.

Selecteer het juiste formaat en knip op lengte. Open het verband en strek het over het betrokken gebied uit. Voorzorgsmaatregelen: Schoon houden. Bij verontreiniging met lichaamsvloeistoffen, op gepaste wijze wegdoen en vervangen. Vermijd naakte vlammen en ontsmettingsbronnen, met name bij gebruik met op paraffine gebaseerde producten. Als de toestand verergert, stopt u met het gebruik en wilt u medisch advies in. Voor gebruik bij één patiënt, meermalig gebruik. Als er een ernstig incident in

verband met het gebruik van Tubifast is opgetreden, moet dat worden gemeld aan Mölnlycke Health Care en aan uw lokale bevoegde autoriteit. **Veelinhoude:** Viscose, nylon, elastaan.

Välj rätt storlek, klipp till lämplig längd, öppna förbandet och trå det över det berörda området. **Försiktighetsåtgärder:** Håll förbandet rent. Om förbandet är nedsmutnat med kroppsvätskor ska det kasseras på lämpligt sätt och ersättas med ett nytt. Undvik öppen eld och användningskällor, särskilt när bandaget används tillsammans med paraffinbaserade produkter. Om tillståndet försämrats, avbryt användningen och kontakta vårdpersonal. Enpatientsbruk, flergångsbruk. Om en allvarig incident med koppling till användning av Tubifast inträffar ska detta rapporteras till Mölnlycke Health Care och till ansvarig myndighet. **Fiberinnehåll:** Viskos, nylon, elastan.

Selezionare la misura corretta e tagliare la lunghezza desiderata, aprire il bendaggio e applicare sull'area interessata. **Precauzioni:** Tenere il prodotto pulito. Qualora venga contaminato da fluidi corporei, smaltirlo in modo adeguato e sostituirlo. Evitare fiamme libere e fonti di accensione, specialmente se utilizzato con prodotti a base di paraffina. In caso di peggioramento delle condizioni, interrompere l'uso e consultare un medico. Monopaziente, multiuso. Eventuali gravi incidenti in relazione all'uso di Tubifast devono essere segnalati a Mölnlycke Health Care e alle autorità competenti locali. **Contenuto delle fibre:** viscosa, nylon, elastano.

Valitse oikea koko ja leikkaa pituuteen, avaa sidos ja venytä vaurioituneen alueen päälle. **Huomioitavaa:** Pidä puhtaana. Jos tuote likaantuu kehon eritteistä, hävitä oikein ja vaihda uuteen. Vältä avotulta ja syttymislähteitä, erityisesti käytettäessä parafiinipohjaisten tuotteiden kanssa. Jos tila pahenee, keskeytä käyttö ja hakeudu hoitoon. Yhdelle potilaalle tarkoitettu uudelleenkäytettävä tuote. Jos Tubifast-tuotteen käyttöä yhteydessä ilmenee vakavia haittavaikutuksia, siitä on ilmoitettava Mölnlycke Health Carelle ja paikalliselle toimivaltaiselle viranomaiselle. **Kuitusisältö:** Viskosoi, nailon, elastaani.

Seleccione o tamanho correto e corte à medida, abra a ligadura e estique sobre a área afetada. **Precauções:** Manter limpo. Se estiver sujo com fluidos corporais, elimine de forma adequada e substitua. Evite chamas abertas e fontes de ignição, especialmente quando usado com produtos à base de parafina. Se o estado piorar, deixe de usar e procure aconselhamento médico. Paciente único, múltiplas utilizações. Caso tenha ocorrido algum incidente grave relacionado com a utilização do Tubifast, o mesmo deverá ser comunicado à Mölnlycke Health Care e às autoridades locais competentes. **Conteúdo da fibra:** Viscosa, nylon, elastano.

Velg den rette størrelse, og klip den til i længden. Åbn bandagen, og strek den hen over området. **Forholdsregler:** Holdes ren. Hvis der er spritlige kropsvæsker, skal den bortskaffes på korrekt vis og erstattes af en ny. Undgå åben ild og antændelseskilder, især ved anvendelse sammen med paraffinbaserede produkter. Hvis tilstanden forværres, skal brugen heraf ophøre, og der skal søges læge. Til fergangbrug på én patient. Enhver alvorlig ulykke relateret til brugen af Tubifast skal rapporteres til Mölnlycke Health Care og til dine lokale, kompetente myndigheder. **Fiberindhold:** Viskose, nylon, elastan.

37200-10

Wybierz zmierni odpowiedni rozmiar bandażu oraz rozciągnij go na odpowiednią długość. **Precaucje:** Zachowaj czystość. W przypadku zabrudzenia płynami ustrojowymi – zdejmij bandaż w odpowiedni sposób i wymień go na nowy. Unikaj otwartego ognia oraz źródeł ciepła, szczególnie w przypadku stosowania produktów na bazie parafiny. Jeśli stan się pogorszy, należy przetrwać stosowanie i zasięgnąć porady lekarza. Wyrób wielokrotnego użytku z jednego pacjenta. Wszelkie zdarzenia niepożądane związane z Tubifast należy zgłaszać firmie Mölnlycke Health Care oraz do do właściwych władz lokalnych. **Zawartość włókien:** viskosa, nylon, elastan.

Выберите удобную величину обинда, устранив при необходимости загрязнения. **Внимание:** Удерживайте обиндó чистым. Обиндó необходимо снимать и заменять новым, если состояние ухудшится. Избегайте открытого огня и источников тепла, особенно при использовании парфинированных продуктов. Если состояние ухудшится, обратитесь к врачу. Для многократного использования на одном пациенте. При любых серьезных инцидентах, связанных с использованием Tubifast, обязательно уведомите Mölnlycke Health Care и местные компетентные органы. **Состав волокон:** вискоза, нейлон, эластан.

Valige õige suurus ja lõigake sobivasse pikkusesse, avage side ja venitage üle vigastatud piirkonda. **Ettevaatusabinõud:** Hoidke puhas. Ketahtedega määradumise korral eemaldage nõuetekohaselt ja asendage. Vältige avatud leeki ja süüteallikaid, eriti kui kasutate seda koos parafiinipõhiste toodetega. Seisundi halvenemisel lõpetage kasutamine ning pöörduge arsti poole. Kasutamiseks ühel patsiendil mitu korda. Kui seisus tuote Tubifast kasutamise ajal halveneb oluliselt, tuleb sellest teatada ettevõttele Mölnlycke Health Care ja kohalikele pädevale asutusele. **Kasutatud kiud:** viskosa, nailon, elastaan.

Выберите бандаж правильного размера, обрежьте по длине, раскройте и натяните поверх пораженного участка. **Меры предосторожности:** Содержите в чистоте. В случае загрязнения биологическими жидкостями утилизируйте и замените. Избегайте открытого огня и источников тепла, особенно при использовании с продуктами на основе парафина. В случае ухудшения состояния прекратить использование и обратиться к врачу. Для многократного использования на одном пациенте. При любых серьезных инцидентах, связанных с использованием Tubifast, обязательно уведомите Mölnlycke Health Care и местные компетентные органы. **Состав волокон:** вискоза, нейлон, эластан.

Επιλέξτε το σωστό μέγεθος και κόψτε κατά μήκος, ανοίξτε τον επίδεσμο και τεντώστε τον πάνω επηρεασμένο περιοχή. **Προειδοτήσεις:** Να διατηρείται καθαρός. Σε περίπτωση επιδείξεως με ομαδικά υγρά, απορρίψτε κατάλληλα και αντικαταστήστε. Αποφύγετε τις ανοικτές φλόγες και τις πηγές ανάφλεξης, ειδικά κατά τη χρήση με προϊόντα βασισμένα στην παραφίνη. Εάν η κατάσταση επιδεινωθεί, διακόψτε τη χρήση και ζητήστε ιατρική συμβουλή. Για έναν ασθενή, πολλαπλών χρήσεων. Σε περίπτωση σοβαρού περιστατικού σε σχέση με τη χρήση του Tubifast, αυτό θα πρέπει να αναφέρεται στη Mölnlycke Health Care και στην τοπική αρμόδια αρχή. **Περιεχόμενα ίνες:** Βισκόζη, νάιλον, ελασταν.

Doğru boyutu seçip istediğiniz uzunluğa kesin, bantdayı açın ve ilgili alana üzerine esneterek uygulayın. **Önemli:** Temiz tutun. Uçucu sıvıların neden olduğu kirlenmeye, özellikle alpr-destiğin, özellikle parafin bazlı ürünler kullanırken kontrolüz alay ve parlayıcı kaynaklardan uzak tutun. Durum kötüleşirse kullanmayı ve tbbi yardım alın. Tek hasta için birden çok kez kullanılabilir. Tubifast kullanımı ile ilgili ciddi bir olay meydana gelmişse, bu durum Mölnlycke Health Care'ye ve yerel yetki makamlarına bildirilmelidir. **Eyaf İçerdiği:** Viskoz, Naylon, Elastan.