

Tubifast[®]

WITH

2-WAY STRETCH[®]

TECHNOLOGY

ELASTICATED VISCOE TUBULAR BANDAGE

Tubifast 2-Way Stretch

Using Tubifast 2-Way Stretch for dressing retention

- Select the correct size of Tubifast 2-Way Stretch and cut to size if necessary.
- Stretch the Tubifast 2-Way Stretch over the hands and cover the dressing.
- Tubifast 2-Way Stretch may be applied in a double layer for extra security.

Using Tubifast 2-Way Stretch for patch wrapping

- Select the correct size of Tubifast 2-Way Stretch to cover the affected area and cut to size, if necessary.
- Bathe the affected area and pat dry.
- Where indicated by a health professional, use an appropriate topical preparation on badly affected areas.
- Apply a suitable emollient to the skin, using a downward motion.
- Apply Tubifast 2-Way Stretch to the affected area.
- If wet wrapping, apply two layers of Tubifast 2-Way Stretch. Soak the first layer in clean warm water, squeeze out any excess water and apply whilst still warm and damp. A dry Tubifast 2-Way Stretch can then be applied as a top layer.

- As an alternative to wet wrapping, Tubifast 2-Way Stretch can be applied as a single dry layer over emollients to help keep the emollients in place for longer.

Tubifast 2-Way Stretch is available in a range of widths. Please see the carton for further information.

If soiled with bodily fluids, discard appropriately and replace.

Precautions

If wet or dry wrapping: discontinue use and seek immediate medical advice if condition worsens.

If this item is intended for use as part of the wet wrapping technique, full written application instructions are available from Mölnlycke Health Care, Box 13080, SE-402 52 Göteborg, Sweden. This product and the packaging does not contain Natural Rubber Latex. Avoid naked flames and ignition sources, especially when used in conjunction with paraffin based products.

Fibre content: Viscose, elastane, polyamide.

Tubifast 2-Way Stretch

Anwendung von Tubifast 2-Way Stretch für den sicheren Sitz von Verbänden

- Korrekte Tubifast 2-Way Stretch-Größe auswählen und benötigte Länge abschneiden.
- Den Schlauch über beide Hände ziehen, dehnen und über den Verband streifen.
- Tubifast 2-Way Stretch kann für zusätzliche Sicherheit auch doppellagig angelegt werden.

Anwendung von Tubifast 2-Way Stretch Feuchtwickel

- Korrekte Tubifast 2-Way Stretch-Größe für die betroffene Körperregion auswählen und benötigte Länge abschneiden.
- Die betroffene Körperregion baden und trocken tupfen.
- Sofern vom Arzt verordnet, auf besonders schwer betroffene Stellen ein geeignetes topisches Präparat auftragen.
- In absteigenden Bewegungen eine geeignete Creme oder Salbe auf die Haut auftragen.
- Den Tubifast 2-Way Stretch Verband über die betroffene Körperregion streifen.
- Bei der Feuchtwickelbehandlung wird Tubifast 2-Way Stretch zweilagig appliziert. Die erste Lage in sauberes, warmes Wasser eintauchen, auswringen und applizieren, solange der Verband noch warm und feucht ist. Danach als zweite Lage ein trockenes Tubifast 2-Way Stretch überstreifen.
- Als Alternative zur Feuchtwickelbehandlung kann ein trockenes Tubifast 2-Way Stretch einlagig über Cremes oder Salben angelegt werden, um so für längeren Verbleib der Präparate auf der betroffenen Körperregion zu sorgen.

Tubifast 2-Way Stretch ist in verschiedenen Breiten erhältlich. Bitte die Angaben auf der Verpackung für weitere Informationen beachten.

Bei Verschmutzung durch Körperflüssigkeiten angemessen entsorgen und ersetzen.

Vorsichtsmaßnahmen

Wenn sich das Ekzem bei Verwendung von trockenen oder feuchten Verbänden entzündet oder verschlimmert, muss die Anwendung sofort abgebrochen und ärztlicher Rat angefordert werden.

Für den Einsatz des Produktes als Feuchtwickelverfahrens ist eine vollständige Gebrauchsanleitung bei Mölnlycke Health Care, Box 13080, SE-402 52 Göteborg, Sweden erhältlich.Dieses Produkt und seine Verpackung enthalten keinen natürlichen Latexgummi. Offene Flammen und Zündquellen vor allem beim Umgang mit paraffinhaltigen Produkten vermeiden.

Fasergehalt: Viskose, Elasthan, Polyamid.

Tubifast 2-Way Stretch

Utilisation de Tubifast 2-Way Stretch pour le maintien de pansement

- Choisir la bande adaptée et la couper si nécessaire.
- Étirer le Tubifast 2-Way Stretch avec les mains et couvrir le pansement.
- Tubifast 2-Way Stretch peut être appliqué en double couche pour plus de sécurité.

Utilisation de Tubifast 2-Way Stretch pour enveloppement des zones individuelles

- Choisir la bande adaptée au recouvrement de la zone affectée et la découper si nécessaire.
- Nettoyer la zone affectée et la sécher par tapponnement.
- Appliquer un traitement local sur les zones sérieusement affectées, si cela est indiqué par votre médecin.
- Appliquer un émollient adapté sur la peau en l'étalant du haut vers bas.
- Appliquer Tubifast 2-Way Stretch sur la zone affectée.
- Pour un enveloppement humid, appliquer Tubifast 2-Way Stretch en double épaisseur. Tremper la première couche dans de l'eau chaude, l'essorer et l'appliquer lorsqu'elle est encore chaude et humide. Ensuite appliquer un Tubifast 2-Way Stretch sec par-dessus.

- L'alternative à cette technique est d'utiliser une seule bande Tubifast 2-Way Stretch sèche posée directement sur l'émollientafin de la garder en place plus longtemps.

Tubifast 2-Way Stretch est disponible en plusieurs largeurs. Veuillez consulter la boîte pour de plus amples informations.

Si contaminé par des fluides organiques, le jeter conformément aux directives en la matière et le remplacer.

Précautions d'emploi

Enveloppement sec ou humide: cessez le traitement et consulter votre médecin immédiatement si votre eczéma s'aggrave ou s'infecte.

Si vous utilisez ce produit pour un enveloppement humide, veuillez consulter le mode d'emploi disponible auprès de Mölnlycke Health Care, Box 13080, SE-402 52 Göteborg, Sweden.

Bien que ce produit et son emballage ne contiennent pas de latex de caoutchouc naturel. Évitez les flammes nues et les sources d'inflammation, notamment lors d'une utilisation avec des produits à base de paraffine.

Composition en fibres: Viscose, élasthanne, polyamide.

Tubifast 2-Way Stretch

Uso de Tubifast 2-Way Stretch para fijación de apósitos

- Seleccionar el tamaño correcto de Tubifast 2-Way Stretch y cortarlo si es necesario.
- Extender Tubifast 2-Way Stretch con las manos y cubrir el apósito.
- Tubifast 2-Way Stretch puede aplicarse en una doble capa para mayor seguridad.

Uso de Tubifast 2-Way Stretch para cubrir parches

- Seleccionar el tamaño correcto de Tubifast 2-Way Stretch para cubrir el área afectada, cortándolo ala medida deseada.
- Lavar el área afectada y secar suavemente.
- Donde esté indicado por un profesional sanitario, usa una preparación tópica adecuada sobre las áreas más afectadas.
- Aplicar un emoliente adecuado sobre la piel, de arriba para abajo.
- Aplicar Tubifast 2-Way Stretch en el área afectada.
- Si la cobertura es húmeda, aplicar una doble capa de Tubifast 2-Way Stretch. Empapar la primera capa en agua templada, exprimir el exceso de agua y aplicarlo mientras esté caliente y húmedo. Luego, se puede aplicar un Tubifast 2-Way Stretch seco como capa superior.
- Como una alternativa a la cobertura húmeda, Tubifast 2-Way Stretch puede aplicarse como una única capa seca sobre el emoliente para que su efecto sea más duradero.

Tubifast 2-Way Stretch se vende en diferentes anchos. Para más detalles, lea el texto del envase.

Si se ensucia con fluidos corporales, desechar de manera adecuada y sustituirlo.

Precauciones

En caso de envoltura mojada o seca, dejar de usarlo y consultar inmediatamente con un médico si el eczema se infecta o empeora.

Si se pretende usar este artículo como parte de una técnica de cobertura húmeda, pida toda la literatura referente a las instrucciones de uso a Mölnlycke Health Care, Box 13080, SE-402 52 Göteborg, Sweden.

Este producto y su empaquetamiento no contienen Latéx de caucho natural. Evitar las llamas y los focos de ignición, especialmente cuando se utilice en conjunción con productos con base de parafina.

Composición de fibras: Viscosa, elastano, poliamida.

Tubifast 2-Way Stretch

Gebruik van Tubifast 2-Way Stretch bij verbandfixatie

- Kies de juiste maat Tubifast 2-Way Stretch en knip zo nodig op maat.
- Rek de Tubifast 2-Way Stretch uit over de handen en bedek het verband.
- Indien nodig kan Tubifast 2-Way Stretch in een dubbele laag worden aangebracht.

Gebruik van Tubifast 2-Way Stretch als buisverband

- Kies de juiste maat Tubifast 2-Way Stretch om het aangetaste gebied te bedekken en knip zo nodig op maat.
- Maak de aangetaste plek nat en dep daarna droog.
- Gebruik een gepaste plaatselijke behandeling bij zeer aangetaste gebieden, daar waar aangegeven door een medisch professional.
- Breng een geschikte verzachtende zalf aan op de huid, in een neerwaartse beweging.
- Breng Tubifast 2-Way Stretch aan op het aangetaste gebied.
- Gebruik bipoure le maintien de pansement
- Als alternatief voor natte toepassing kan Tubifast 2-Way Stretch worden gebruikt als droge laag op verzachtende zalven zodat de werking hiervan langer duurt.

Tubifast 2-Way Stretch is verkrijgbaar in verschillende breedten. Kijk op de verpakking voor verdere informatie.

Als het verband bevuild is met lichaamsvocht, vervang het dan en gooi het oude verband weg.

Voorzorgsmaatregelen

Stop het gebruik, zowel bij droge als natte toepassing, als het eczeem geïnfecteerd raakt of verergert, en vraag onmiddellijk medisch advies.

Indien dit product gebruikt wordt al seen onderdeel van de natte zachtelmethode, is een volledige gebruikers-instructie verkrijgbaar bij Mölnlycke Health Care, Box 13080, SE-402 52 Göteborg, Sweden. Dit product en de verpakking bevatten geen Natuurrubberlatex. Vermijd open vuur en ontstekingsbronnen, vooral bij gebruik in combinatie met producten op paraffinebasis.

Samenstelling: Viscose, elastine, polyamide. Distributie door Medeco B.V.

Tubifast 2-Way Stretch

Utilisation de Tubifast 2-Way Stretch pour fixering av förband

- Välj korrekt storlek av Tubifast 2-Way Stretch och klipp av till rätt längd vid behov.
- Trä Tubifast 2-Way Stretch över händerna och applicera över förbandet.
- Tubifast 2-Way Stretch kan appliceras i dubbla lager för extra säkerhet.

Tubifast 2-Way Stretch för lindning vid eksem, “wrapping”

- Välj korrekt storlek av Tubifast 2-Way Stretch för att täcka det aktuella området och klipp till rätt längd vid beh ov.
- Badda det aktuella området och klappa det torrt.
- Använd lämplig UV-ärtes behandling på svårt drabbade områden efter inrådan från läkare.
- Applcera en lämplig uppmjukande salva, med en nedåtgående rörelse.
- Applcera Tubifast 2-Way Stretch.
- Om du använder Tubifast 2-Way Stretch som ett vått omslag, ”wet wrapping”, använd två lager av Tubifast 2-Way Stretch. Blöt det första lagret i rent varmt vatten, vrid ur överflödigt vatten och applicera när det fortfarande är varmt och fuktigt. En torr Tubifast 2-Way Stretch kan sedan appliceras som ett yttre lager.

- Som ett alternativ till ”wet wrapping” kan Tubifast 2-Way Stretch appliceras som ett enda torrt lager över en salva för att behålla salvan på huden längre.

Tubifast 2-Way Stretch finns i flera bredder. Se förpackningen för mer information.

Om bandaget smutsats av kroppsvätskor skall bandaget avyttras i enlighet med lokala bestämmelser och ett nytt bandage appliceras.

Observera

Vid vått omslag eller torr lindning: sluta använda produkten och uppsök läkare omedelbart om eksemet blir infekterat eller förvärras.

Om produkten ska användas som en del i ”wet wrapping”, finns fullständiga användarinstruktioner att tillgå från Mölnlycke Health Care, Box 13080, SE-402 52 Göteborg.

Varken produkten eller dess förpackning innehåller naturgummitalex. Undvik öppna lågor och tändkällor. Detta gäller särskilt vid användning av paraffinbaserade produkter.

Fiberinnehåll: Viskos, elastan, polyamid.

Tubifast 2-Way Stretch

Usare Tubifast 2-Way Stretch per fissare la medicazione

- Selezionare il formato corretto di Tubifast 2-Way Stretch e tagliare su misura se necessario.
- Allargare Tubifast 2-Way Stretch con le mani e coprire la medicazione.
- Tubifast 2-Way Stretch può essere applicato a due strati per maggior sicurezza.

Usare Tubifast 2-Way Stretch per fasciare

- Selezionare il formato di Tubifast 2-Way Stretch adeguato per coprire la zona interessata e tagliare su misura, se necessario.
- Lavare la zona interessata e asciugare tamponando.
- Dove indicato dal sanitario, usare un'opportuna preparazione topica sulle aree più compromesse.
- Applicare sulla cute una crema emolliente indicata, usando un movimento discendente.
- Applicare Tubifast 2-Way Stretch sulla zona compromessa.
- Per il bendaggio umido, applicare due strati di Tubifast 2-Way Stretch. Immergere il primo strato in acqua calda e pulita, strizzare tutta l'acqua in eccesso ed applicare mentre la benda è ancora calda ed umida. A di sopra può essere applicato un secondo strato asciutto di Tubifast 2-Way Stretch.
- In alternativa al bendaggio umido, un solo strato di Tubifast 2-Way Stretch può essere applicato asciutto sopra creme emollienti per aiutare a mantenere la crema stessa in sede più a lungo.

Tubifast 2-Way Stretch è disponibile in un'ampia gamma di formati. Vedere la confezione per ulteriori informazioni.

Se contaminata da liquidì corporei, smaltire adeguatamente e sostituire.

Precauzioni

Per il bendaggio umido o asciutto: in caso di infezione o peggioramento dell'eczema interrompere l'uso e consultare immediatamente un medico.

Richiedete a Mölnlycke Health Care, Box 13080, SE-402 52 Göteborg, Sweden, le istruzioni complete se intendete utilizzare questo prodotto nella tecnica di bendaggio umido.

Questo prodotto e la sua confezione non contengono lattice di gomma naturale. Evitare fiamme nude e fonti di accensione, specialmente quando si usa assieme a prodotti a base di paraffina.

Composizione: Viscosa, elastane, poliammide.

Tubifast 2-Way Stretch

Tubifast 2-Way Stretchin käyttö sidoksen paikallaan pitämiseen

- Valitse oikea Tubifast 2-Way Stretchin koko ja leikkaa tarvittaessa oikean mittaiseksi.
- Laita kädet Tubifast 2-Way Stretchin sisään ja venytä sidoksen päälle.
- Lisäsuojaa tarvittaessa Tubifast 2-Way Stretchia voidaan asettaa kaksi kerrosta.

Tubifast 2-Way Stretchin käyttö rikkoutuneen alueen peittämiseen.

- Valitse oikea Tubifast 2-Way Stretchin koko rikkoutuneen alueen peittämiseen ja leikkaa tarvittaessa oikean mittaiseksi.
- Pese rikkoutunut alue ja taputtele kuivaksi.
- Varmistele rikkoutunut alue terveydenhuoltohenkilökunnan ohjeiden mukaisesti.
- Levitä asianmukaista pehmentävää ainetta holle yhäältä alaspäin tapahtuvalla liikkeellä.
- Aseta Tubifast 2-Way Stretch rikkoutuneelle alueelle.
- Jos käytetään märkäsidontaa (=wet wrapping), aseta kaksi kerrosta Tubifast 2-Way Stretchia. Kasta ensimmäinen kerros puhtaassa, lämpimässä vedessä. Puriista pois ylimääräinen vesi ja aseta paikalleen lämpimänä ja kosteana. Kuiva Tubifast 2-Way Stretch asetetaan päällimmäiseksi.
- Vaihtoehtona märkäsidonnalle (=wet wrapping)l Tubifast 2-Way Stretchia voidaan käyttää myös kuivana yksinkertaisena sidoksena pitämään haavalle levitetty pehmentävä aine paikallaan.

Tubifast 2-Way Stretchia on saatavana eri kokoisena. Katso pakkauksesta lisätietoa.

Jos kehonesteiden likaama, hävitä asianmukaisesti ja vaihda uuteen.

Huomioitavaa

Kun on kysymys märkä- tai kuivasideonnasta, lopeta käyttö ja hae välittömästi lääkärin apua, jos ihottuma tuleehtu tai pahenee.

Jos tuotetta käytetään osana märkäsidontatekniikkaa (=wet wrapping), käyttöohjeet ovat saatavissa Mölnlycke Health Careta, Box 13080, SE-402 52 Göteborg, Sweden.

Tämä tuote ja pakkaus eivät sisällä luonnollista kumilateksia.

Vältä avotulia ja syttymislähteitä varsinkin käytettäessä parafiinipohjaisten tuotteiden yhteydessä.

Sisältö: Viskooosi, elastaani ja polyamidi.

Tubifast 2-Way Stretch

Uso de Tubifast 2-Way Stretch para fixação de pensos

- Seleccionar o tamanho correcto de Tubifast 2-Way Stretch e cortar à medida, se necessário.
- Esticar Tubifast 2-Way Stretch com ambas as mãos e cobrir o penso.
- Tubifast 2-Way Stretch pode ser aplicado em camada dupla para uma segurança extra.

Uso de Tubifast 2-Way Stretch para cobrir emplastos

- Seleccionar o tamaño correcto de Tubifast 2-Way Stretch para cubrir a área afectada. Cortar à medida, se necessário.
- Lavar a área afectada e secar suavemente.
- Sempre que indicado por um profissional de saúde, usar uma preparação tópica adequada sobre as áreas mais danificadas.
- Aplicar, com movimentos descendentes, um emoliente adequado sobre a pele.
- Apl Tubifast 2-Way Stretch na área afectada.
- No caso de cobertura húmida, aplicar duas camadas de Tubifast 2-Way Stretch. Ensopar a primeira camada em água quente e limpa, retirar o excesso de água e aplicar enquanto estiver quente e húmido. Um Tubifast 2-Way Stretch seco pode então ser aplicado como camada superior.

- Como alternativa à cobertura húmida, Tubifast 2-Way Stretch pode ser aplicado como uma única camada seca sobre o emoliente para ajudar a manter o mesmo no sítio por mais tempo.

Tubifast 2-Way Stretch está disponível em várias larguras. Para mais informações, veja, por favor, a embalagem de Tubifast 2-Way Stretch.

Em caso de sujidade devido a fluidos corporais, proceda à sua eliminação e respectiva substituição.

Precauções

No caso de cobertura húmida o seca, deixar de utilizar; se o eczema ficar infectado ou se piorar, solicitar imediatamente aconselhamento médico.

Se pretender utilizar este produto como parte de uma técnica de cobertura húmida, a Mölnlycke Health Care, Box 13080, SE-402 52 Göteborg, Sweden, tem disponíveis as instruções de uso.

Este produto e a sua embalagem não contém Latéx de Borracha Natural. Evite aproximar de chamas ou de outras fontes de ignição, especialmente se utilizado juntamente com produtos à base de parafina.

Composição das fibras: Viscose, elastano e poliamida.

Tubifast 2-Way Stretch

Tubifast 2-Way Stretch til fastholdelse af bandage

- Vælg den korrekte størrelse Tubifast 2-Way Stretch, og klip den om nødvendigt af til den ønskede længden.
- Træk Tubifast 2-Way Stretch ud over hænderne, og tildæk bandagen.
- Tubifast 2-Way Stretch kan anvendes i dobbelt lag for ekstra sikkerhed.

Tubifast 2-Way Stretch til våd bandagering

- Vælg den korrekte størrelse Tubifast 2-Way Stretch til at dække det berørte område, og klip om nødvendigt til den ønskede størrelse.
- Bad det berørte område, og dup det tørt.
- Påfør evt. et passende topisk præparat på hårdt ramte områder efter en sundhedsmedarbejders anvisninger.
- Påfør et passende blødgøringsmiddel på huden med en nedadgående bevægelse.
- Påfør Tubifast 2-Way Stretch på de berørte områder.
- Ved våd bandagering anvendes to lag Tubifast 2-Way Stretch. Læg det første lag i blød i rent varmt vand, vrid det overskyedende vand ud, og påfør, mens det stadig er varmt og fugtigt. Derefter kan en tør Tubifast 2-Way Stretch anvendes som yderlag.
- Som alternativ til våd bandagering kan Tubifast 2-Way Stretch anvendes som et enkelt tørt lag over et blødgøringsmiddel for at fastholde blødgøringsmidlet længere.

Tubifast 2-Way Stretch fås i flere bredder. Se på æsken for yderligere oplysninger.

Hvis bandagen bliver forurenet med kropsvæsker, skal den kasseres på forsvarlig måde og erstattes med en ny.

Forsigtighedsregler

Ved våd eller tør bandage skal brug ophøre, og søg øjeblikkeligt lægehjælp, hvis der går infektion i udslettet, eller det bliver værre.

Såfremt dette produkt er tiltaent anvendelse som del af vådbandageringsteknik, kan påføringsinstruktion rekviøres hos Mölnlycke Health Care, Box 13080, SE-402 52 Göteborg, Sweden.

Dette produkt og emballagen indeholder ikke naturgummitalex. Undgå åben ild og antændelseskilder, især ved anvendelse sammen med paraffinbaserede produkter.

Fiberindhold: Viskose, elastan, polyamid.

Tubifast 2-Way Stretch

Stosowanie bandaża Tubifast 2-Way Stretch do podtrzymania opatrunku

- Wybrać właściwy rozmiar bandaża Tubifast 2-Way Stretch i w razie potrzeby odpowiednio go przyciąć.
- Rozciągnąć bandaż Tubifast 2-Way Stretch rękami i przykryć nim opatrunek.
- W celu zwiększenia bezpieczeństwa można założyć dwie warstwy bandaża Tubifast 2-Way Stretch.

Stosowanie bandaża Tubifast 2-Way Stretch do opatrywania zmian na skórze.

- Wybrać właściwy rozmiar bandaża Tubifast 2-Way Stretch do przykrycia obszaru zmiany i w razie potrzeby odpowiednio przyciąć.
- Przemycić obszar zmian, a następnie go osuszyć.
- Jeżeli lekarz zaleci takie postępowanie, zastosować odpowiedni preparat miejscowy o najbardziej nasilone zmiany.
- Zastosować odpowiedni środek zmiękczający skórę, wykonując ruchy ku dołowi.
- Założyć bandaż Tubifast 2-Way Stretch na obszar zmian.
- Przy opatrunkach mokrych należy stosować dwie warstwy bandaża Tubifast 2-Way Stretch. Pierwszą warstwę należy namoczyć w czystej, ciepłej wodzie, wycisnąć nadmiar wody i założyć jeszcze ciepły i wilgotny opatrunek. Następnie można założyć suchy bandaż Tubifast 2-Way Stretch jako drugą warstwę.
- Alternatywnie do opatrywania na mokro, bandaż Tubifast 2-Way Stretch można założyć jako na pojedynczą suchą warstwę na środek zmiękczający w celu jego utrzymania przez dłuższy czas na zmienionym obszarze skóry.

Bandaż Tubifast 2-Way Stretch jest dostępny jest w różnych szerokościach. Dodatkowe informacje są umieszczone na opakowaniu.

W przypadku zabrudzenia wydzielinami organizmu, należy odpowiednio zutilyzować bandaż i zastąpić go nowym.

Środki ostrożności

Zarówno w przypadku opatrunków mokrych, jak i suchych należy przerwać ich używanie i niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza w przypadku zakażenia lub nasilenia zmian rumieniowych.

W przypadku użycia tego produktu z zastosowaniem techniki opatrywania mokrego firma Mölnlycke Health Care, Box 13080, SE-402 52 Göteborg, Sweden udostępnia pełną pisemną instrukcję użycia.

Produkt i opakowanie nie zawiera naturalnego lateksu.

Unikać otwartego ognia i źródeł zapłonu, szczególnie w przypadku stosowania razem z produktami na bazie parafiny.

Skład włókna: Wiskoza, elastyna, poliamid.

			
Color and key informatio n	 n		
			
Pantone 361	Pantone Cool/Gray 11	Pantone 311	
			
			
			
			

Cutter Details	
Cutter file size	260mm wide x 259mm deep FLAT

Tubifast 2-Way Stretch

Použití Tubifast 2-Way Stretchu pro fixaci krytí

- Vyberte vhodnou velikost Tubifast 2-Way Stretchu, v případě potřeby ustříhnete na požadovanou délku.
- Rukama roztáhněte a natáhněte přes obklad.
- K zajištění lepší ochrany by měl být Tubifast 2-Way Stretch aplikován ve dvou vrstvách.

Použití Tubifast 2-Way Stretchu pro bandáž

- Použijte správnou velikost na zakrytí postižené oblasti, v případě potřeby ustříhnete na požadovanou délku.
- Opláchněte postiženou oblast a poté ji vysušte.
- Těžece postižena místa podle rady lékaře vhodným způsobem ošetřete.
- Na kůži naeste vhodnou mast na pohybem směřem dolů.
- Ukládejte Tubifast 2-Way Stretch na postizžené místo.
- Pokud používáte mokrou bandáž, aplikujte dvě vrstvy Tubifast 2-Way Stretchu. Namočte první vrstvu v čisté horké vodě, tehce vyždímejte a aplikujte jí vlnkou a horkou na postiženou oblast. Suchý Tubifast 2-Way Stretch může být použit jako vrchní vrstva.
- Místo mokré bandáže lze Tubifast 2-Way Stretch použít jako suchou vrstvu na mast, a tím jí udržet na postiženém místě déle.

Tubifast 2-Way Stretch je dostupný v několika délkách. Další informace naleznete na obalu výrobku.

Jestliže je uspiněný tělními tekutinami, náležitě odstraňte a vyměňte.

Upozornění

Pokud používáte suchou bandáž / mokrou bandáž: V případě známek infekce nebo zhoršení stavu vyhledejte lékařskou pomoc.

Má/li se tento výrobek použít při mokré bandáži, úplný návod k použití vám poskytne Mölnlycke Health Care, Box 13080, SE-402 52 Göteborg, Sweden.

Tento výrobek neobsahuje Přírodní gumový latex.

Vyvarujte se otevřeného ohně a vznětlivých zdrojů, obzvláště pokud je používán s výrobky na bázi parafínu.

Stožení vláken: Viskóza, elasten, polyamid.

			
---------------	---------------	---------------	---------------

			
---------------	---------------	---------------	---------------

			
---------------	---------------	---------------	---------------

			
---------------	---------------	---------------	---------------

			
---------------	---------------	---------------	---------------

			
---------------	---------------	---------------	---------------

			
---------------	---------------	---------------	---------------

			
---------------	---------------	---------------	---------------

			
---------------	---------------	---------------	---------------

			
---------------	---------------	---------------	---------------

			
---------------	---------------	---------------	---------------

			
---------------	---------------	---------------	---------------

A Tubifast 2-Way Stretch különböző méretekben kerül forgalomba. További információért kérem nézze meg a csomagolást!

Ha testnedvekket szennyeződik, dobja ki megfelelő módon, és cserélje ki.

			
---------------	---------------	---------------	---------------

Figyelmeztetések
Száraz kötés vagy párákötés esetén, ha ekcéma keletkezik, vagy a meglévő állapota romlik, azonnal hagyja abba a használatot, és kérjen tanácsot orvosától!
Ha párákötés részeként kívánja alkalmazni, a teljes írásos használati utasítás a Mölnlycke Health Care-nél rendelkezésre áll: Mölnlycke Health Care, Box 13080, SE-402 52 Göteborg, Sweden.
Ez a termék és a csomagolás nem tartalmaz természetes latexgumit. Nyílt lángtól és tűzforrástól távol tartandó, különösen parafin alapú termékekkel való használat során.

			
---------------	---------------	---------------	---------------

			
---------------	---------------	---------------	---------------

			
---------------	---------------	---------------	---------------

			
---------------	---------------	---------------	---------------

- Velg riktig størrelse av Tubifast 2-Way Stretch og klipp til størrelsen om nødvendig.
- Tre Tubifast 2-Way Stretch på slik at bandasjen dekkes.
- Tubifast 2-Way Stretch kan appliseres dobbelt (to lag) for ekstra sikkerhet.

			
---------------	---------------	---------------	---------------

			
---------------	---------------	---------------	---------------

			
---------------	---------------	---------------	---------------

			
---------------	---------------	---------------	---------------

			
---------------	---------------	---------------	---------------

			
---------------	---------------	---------------	---------------

			
---------------	---------------	---------------	---------------

			
---------------	---------------	---------------	---------------

			
---------------	---------------	---------------	---------------

			
---------------	---------------	---------------	---------------

Tubifast 2-Way Stretch er tilgjengelig i en rekke størrelser. Se på esken for ytterligere informasjon.

Dersom tilselt av kroppsvæsker, kasser på hensiktsmessig måte og bytt til ny.

			
---------------	---------------	---------------	---------------

Forbehold
Nisike voi kuiva sudimise puhul, Ekseemi halvenemisel või infektsiooni tekkimisel lõpetada kasutamine ja konsulteerida koheselt arstiga.
Kui seda toodet soovitakse kasutada märja mähisena, on täpne kirjajalik kasutusjuhis saadaval ettevõtetil Mölnlycke Health Care OÜ–s, Box 13080, SE-402 52 Göteborg, Sweden.
Toode ja selle pakend ei sisalda naturaalsest kautšukist lateksi.
Mitte kasutada lahtise tuule ja kergestiülitatave materjalide läheduses, eriti koos parafinibaasil toodetega koos kasutades.

			
---------------	---------------	---------------	---------------

			
---------------	---------------	---------------	---------------

			
---------------	---------------	---------------	---------------

			
---------------	---------------	---------------	---------------

			
---------------	---------------	---------------	---------------

			
---------------	---------------	---------------	---------------

- Izvēlieties piemērotu Tubifast 2-Way Stretchu izmēru, ja nepieciešams, izgrieziet, cik nepieciešams.
- Ar rokām izstiepiet Tubifast 2-Way Stretch saiti un uzklājiēt uz pārsēja.
- Tubifast 2-Way Stretch var uzklāt divās kārtās papildu drošībai.

			
---------------	---------------	---------------	---------------

			
---------------	---------------	---------------	---------------

			
---------------	---------------	---------------	---------------

			
---------------	---------------	---------------	---------------

			
---------------	---------------	---------------	---------------

			
---------------	---------------	---------------	---------------

			
---------------	---------------	---------------	---------------

- Izvēlieties bojātajam laukumam piemērota izmēra Tubifast 2-Way Stretchu, un, ja nepieciešams, piegrieziet.
- Apmazājiēt bojāto vietu un nosusiniet sausu.
- Ja vēsēlības aprūpes speciālists ieteicis, smagi bojātās vietās lietojiet lokāli piemērotu brūces apstrādes līdzekli.
- Ar leiņpūvērstu kustību uzklājiēt uz ādas piemērotu mikstinošu līdzekli.
- Uzklājiēt Tubifast 2-Way Stretch uz bojātās vietas.
- Veicot mitro pārsēšanu, uzklājiēt Tubifast 2-Way Stretch divās kārtās.

Tubifast 2-Way Stretch pirmo kārtu samitriniet tirā silta ūdenī, izspiediet lieko ūdeni un uzklājiēt, kamēr saite ir silta un mitra. Pēc tam var uzklāt sausu Tubifast 2-Way Stretch kārtu.

- Kā alternatīvu miram pārsējam, Tubifast 2-Way Stretch var uzklāt vienas sausas kārtas veidā virs mikstinošā līdzekļa, lai mikstinošais līdzeklis būtu noturīgāks.

			
---------------	---------------	---------------	---------------

Pieejams dažāda platuma Tubifast 2-Way Stretch. Papildinformāciju skat. uz kārbīpas.

Ja bandāžu ir sasmērējuši kermeņa šķidrumi, bandāžu izmest un nomainīt.

			
---------------	---------------	---------------	---------------

			
---------------	---------------	---------------	---------------

			
---------------	---------------	---------------	---------------

			
---------------	---------------	---------------	---------------

			
---------------	---------------	---------------	---------------

			
---------------	---------------	---------------	---------------

			
---------------	---------------	---------------	---------------

			
---------------	---------------	---------------	---------------

			
---------------	---------------	---------------	---------------

			
---------------	---------------	---------------	---------------

			
---------------	---------------	---------------	---------------

			
---------------	---------------	---------------	---------------

			
---------------	---------------	---------------	---------------

			
---------------	---------------	---------------	---------------

			
---------------	---------------	---------------	---------------

			
---------------	---------------	---------------	---------------

			
---------------	---------------	---------------	---------------

			
---------------	---------------	---------------	---------------

			
---------------	---------------	---------------	---------------

			
---------------	---------------	---------------	---------------

- Pasirinkite tinkamo dydžio „Tubifast 2-Way Stretch“ tvarstį ir, jei reikia, sukarypkite dalimis.
- Iššampkite „Tubifast 2-Way Stretch“ tvarstį rankomis ir uždenkite juo tvarsią.
- Siekiant geriau pritvirtinti „Tubifast 2-Way Stretch“ tvarstį galima dėti dvigubą sluoksniu.

			
---------------	---------------	---------------	---------------

			
---------------	---------------	---------------	---------------

			
---------------	---------------	---------------	---------------

			
---------------	---------------	---------------	---------------

			
---------------	---------------	---------------	---------------

			
---------------	---------------	---------------	---------------

			
---------------	---------------	---------------	---------------

			
---------------	---------------	---------------	---------------

			
---------------	---------------	---------------	---------------

			
---------------	---------------	---------------	---------------

			
---------------	---------------	---------------	---------------

			
---------------	---------------	---------------	---------------

			
---------------	---------------	---------------	---------------

			
---------------	---------------	---------------	---------------

			
---------------	---------------	---------------	---------------

			
---------------	---------------	---------------	---------------

			
---------------	---------------	---------------	---------------

			
---------------	---------------	---------------	---------------

			
---------------	---------------	---------------	---------------

			
---------------	---------------	---------------	---------------

			
---------------	---------------	---------------	---------------

			
---------------	---------------	---------------	---------------

			
---------------	---------------	---------------	---------------

			
---------------	---------------	---------------	---------------

			
---------------	---------------	---------------	---------------

Tubifast 2-Way Stretch on saadaval erinevates laiustes. Vaata karbiltil täiendavat informatsiooni.

			
---------------	---------------	---------------	---------------

			
---------------	---------------	---------------	---------------

			
---------------	---------------	---------------	---------------

			
---------------	---------------	---------------	---------------

			
---------------	---------------	---------------	---------------

			
---------------	---------------	---------------	---------------

			
---------------	---------------	---------------	---------------

			
---------------	---------------	---------------	---------------

			
---------------	---------------	---------------	---------------

			
---------------	---------------	---------------	---------------

			
---------------	---------------	---------------	---------------

- Opredelite neobhodimyj razmer Tubifast 2-Way Stretch i otrēzheťe nuzhnoe količestvo, esli trebuyetsya.
- Rastrinite Tubifast 2-Way Stretch na rukah i nadenite na povyazku.
- Dlya dopolnitelnoy fiksatsii možno nadenet' vtoroj sloj Tubifast 2-Way Stretch.

			
---------------	---------------	---------------	---------------

			
---------------	---------------	---------------	---------------

			
---------------	---------------	---------------	---------------

			
---------------	---------------	---------------	---------------

			
---------------	---------------	---------------	---------------

			
---------------	---------------	---------------	---------------

			
---------------	---------------	---------------	---------------

			
---------------	---------------	---------------	---------------

			
---------------	---------------	---------------	---------------

			
---------------	---------------	---------------	---------------